

Medtronic

Engineering the extraordinary*

* Concevoir l'extra-ordinaire

Moniteur BISTM Advance

Perfectionnez votre pratique.
Améliorez les soins des
patients.



Moniteur BIS™ Advance

Facile à utiliser. Facile à configurer.

Doté d'une interface configurable simple, le moniteur BIS™ Advance de nouvelle génération est conçu pour vous aider à renforcer l'efficacité de votre flux de travail et à guider le dosage de l'anesthésie afin d'améliorer les résultats des patients. Le moniteur BIS™ Advance entièrement repensé vous offre ce qui suit :

- Un grand moniteur à écran tactile haute résolution simple à lire
- Des données et des réglages configurables afin que vous puissiez consulter uniquement les informations souhaitées
- Des données coordonnées par couleur pour passer rapidement en revue les mesures
- La possibilité de suivre le temps de suppression total détecté durant la procédure
- Des guides de résolution des problèmes intégrés comportant des informations sur les paramètres cliniques et la signification des données

Optimisez les dosages en agents anesthésiques grâce au nouveau monitoring BIS™ Advance doté d'une interface plus intuitive.



Pour demander une
démonstration du
moniteur

BIS™ Advance,

Contactez votre
représentant Medtronic.

Sortie de données aisée. Facile à déplacer.

Le moniteur BIS™ Advance est conçu pour contribuer à rendre votre flux de travail plus efficace tout en vous fournissant les informations dont vous avez besoin.

- Gagnez du temps grâce à des protocoles de sortie des données qui offrent une connectivité aux dossiers médicaux électroniques (DME).
- Assurez un suivi continu lors du déplacement d'un environnement de soins à l'autre.



Le système de surveillance BIS™ ne doit pas être utilisé comme base unique pour le diagnostic ou le traitement et n'est destiné qu'à compléter l'évaluation du patient. Il est déconseillé de se fier au seul système de surveillance BIS™ pour la gestion de l'anesthésie peropératoire.

Le système BIS Advance™ est un dispositif médical de Classe IIb, fabriqué par Medtronic. Le moniteur BIS Advance™ est un système configurable de surveillance des patients, dont le but est de surveiller l'état hypnotique du cerveau grâce à l'acquisition et à l'analyse des signaux EEG. Il traite des signaux EEG bruts de façon à générer une seule valeur appelée Bispectral Index™, ou BIS™, qui est en corrélation avec le niveau d'hypnose du patient. Lire attentivement la notice du produit avant utilisation.

Medtronic France SAS

9, boulevard Romain Rolland
75014 Paris
Tel: + 33 (0) 01 55 38 17 00
Fax: + 33 (0) 01 55 38 18 00
RCS Paris 722 008 232

medtronic.fr

Réservé aux professionnels de santé.

fr-12209857-EMEA © Medtronic France 2024. Tous droits réservés.

Crédit photo : Medtronic ou autre.

Production : PARAGON CC.

Créé en février 2024

2024-bis-advance-monitor-brochure-simple-fr-EMEA-12209857

Medtronic