



Mémoire Technique

LOT N°4

Unité dentaire avec système de nettoyage



Appel d'offres ouvert numéro : **2025-R008-000-000**

Objet : **Catalogue de soin dentaire, unités dentaires, équipements complémentaires et prestations associées**

RESAH – GIP Réseau des acheteurs hospitaliers
47, rue de Charonne
75011 Paris



Sommaire

1. Courrier de présentation
2. Airel en quelques chiffres
3. L'hygiène, notre priorité
4. Proposition technique

“

Madame, Monsieur,

Je me permets de vous adresser cette proposition au nom de la société Airel-Quetin, un acteur innovant et reconnu dans la **conception et la fabrication française de solutions dentaires** de haute qualité. **Fondée en 1982**, notre entreprise s'est constamment engagée à équiper de **nombreuses collectivités et établissements** qui témoignent de notre capacité à répondre aux exigences les plus strictes en termes de qualité et de fonctionnalité.

Nos fauteuils dentaires sont le résultat de nombreuses années de recherche et de développement, intégrant des **fonctionnalités ergonomiques avancées** et des technologies de pointe pour assurer une précision inégalée lors des interventions. Robustes, nos fauteuils sont fabriqués à partir de matériaux de première qualité, **garantissant durabilité et fiabilité**, des critères essentiels pour tout **équipement médical**.

Chez Airel, nous comprenons l'importance de l'adaptabilité et proposons donc des solutions personnalisables qui peuvent être intégrées à divers environnements et répondre à **plusieurs configurations de travail**. En outre, notre service après-vente réactif assure une **maintenance rapide et efficace**, ce qui témoigne de notre engagement à soutenir nos clients bien après l'achat initial.

Notre présence bien établie tant sur le **marché national qu'international** est un gage de notre fiabilité et de notre expérience. En outre, la conception de nos fauteuils dentaires place **l'hygiène au cœur de nos priorités**. Nos équipements, conçus avec des matériaux hautement résistants et faciles à nettoyer, minimisent les risques de contamination et permettent une désinfection efficace, essentielle dans l'environnement médical actuel. Cela est le fruit de notre engagement continu pour la sécurité des patients et du personnel soignant, garantissant des soins de haute qualité dans des **conditions optimales d'hygiène**.

Notre système de désinfection interne de l'unit dentaire **I'IGN** et son produit désinfectant le **Calbénium** est reconnu et a **prouvé son efficacité depuis 40 ans**.

Conscients des enjeux économiques et environnementaux actuels, nous nous efforçons également de rendre nos fauteuils dentaires économiquement viables et **éco-responsables**, réduisant ainsi l'empreinte écologique tout en maximisant l'efficacité énergétique.

Nous serions honorés de pouvoir discuter plus en détail de la manière dont nos équipements et services peuvent répondre aux besoins spécifiques de votre appel d'offre. Nous sommes convaincus que nos fauteuils et unit dentaires Airel-Quetin de fabrication françaises peuvent grandement **contribuer à la qualité des soins offerts dans vos installations**.

Vous remerciant par avance pour l'attention portée à notre proposition, nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire ou pour convenir d'une rencontre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Lucie Rouleau
Directrice générale



Airel en quelques chiffres

Notre usine de fabrication est située en région parisienne à Champigny-sur-Marne (Val de Marne). **Elle est certifiée ISO 13485:2016.**

Nous privilégions la relation humaine pour accompagner au mieux les professionnels du secteur dentaire et répondre à leurs attentes et besoins. Réactivité et proximité sont les maîtres-mots de notre service client.



Étude et aménagement

Notre bureau d'études élabore votre projet en créant les plans sur-mesure.

Airel-Quetin, c'est aussi un partenariat avec les plus grands fabricants pour proposer tous les équipements d'un cabinet ou d'un hôpital



Livraison et installation

Toutes nos équipes sont formées pour réaliser les installations selon les dernières normes en vigueur. La livraison et l'installation sont incluses dès lors que vous effectuez une commande.



Maintenance et assistance

Notre SAV assure l'assistance et la maintenance de tous les équipements dentaires, numériques et PCR. Un service assuré par nos 8 techniciens et une hotline en numéro direct 5/7j (80% des problèmes bloquants sont résolus par téléphone).



Démontage et recyclage

Nos techniciens sont à votre service pour prendre en charge le démontage et la récupération de vos équipements qui seront ensuite traités puis recyclés.



Création de la société en 1982, usine de fabrication et exposition à Champigny sur Marne



10% de croissance par an



600 fauteuils fabriqué par an | 12 M€ de chiffre d'affaires



Présence dans 81 pays | 70% du chiffre d'affaires en France | 30% dans les collectivités



75 salariés, dont 12 techniciens de maintenance SAV, 4 ingénieurs de Bureau d'études

FABRICATION FRANCAISE

L'hygiène, notre priorité

Dans un cabinet dentaire, les sources et sujets de contamination sont nombreux : unités de soins, patients, praticiens.


Précurseurs dans la décontamination depuis 40 ans, nous avons créé le **système de décontamination intégré et automatisé IGN-CALBENIUM®** permettant la désinfection des unités dentaires et le traitement de l'eau afin d'obtenir zéro germe à la sortie des sprays.

Ce système mondialement reconnu **évite toute contamination virale et bactérienne, post-opératoire ou croisée**, et protège le patient, le professionnel dentaire et son assistant(e) des agents pathogènes présents dans l'eau.

Adaptable à tout équipement dentaire, **ce système assure une déconnexion entre l'eau d'arrivée et l'eau des sprays** conforme à la norme NF EN 1717 (protection contre la pollution de l'eau potable).

Depuis 10 ans, nous effectuons des contrôles bactériologiques sur les 40 fauteuils AIREL-QUETIN installés à l'hôpital Charles Foix, pour confirmer l'efficacité de notre système de décontamination.

Notre système de décontamination a obtenu d'excellents résultats lors de la réalisation de la thèse de M. Damien COSTA pour l'obtention du Grade de Docteur de l'Université de Poitiers (Faculté de Médecine et Pharmacie) sur l'Analyse de l'écologie microbienne des conduites d'eau d'unités de soins dentaires ». (Dossier complet et études disponibles en annexes).



Proposition technique

CONFIGURATION OBLIGATOIRE

Unité dentaire avec système de nettoyage

REF. 1960.000R2

EQUIPEMENT QUETIN PE9 NEO.2 ambidextre à fouets

L'équipement universel

QUETIN est l'inventeur du fauteuil ambidextre. Depuis 1998, les fauteuils QUETIN sont fabriqués par AIREL qui a su reprendre la philosophie du fauteuil ambidextre en le faisant évoluer avec les dernières technologies. La technologie interne du PE9 est éprouvée et approuvée depuis plus de 20 ans.

L'équipement PE9 a été conçu afin de s'adapter à toutes les positions de travail, de droite comme de gauche, de deux à quatre mains. **Le PE9 est le fauteuil ambidextre par excellence.**

Son design ergonomique et ses fonctionnalités font de lui un unit universel :

- ➔ Le fauteuil PE9 permet aux **droitiers** une **entrée du patient** par la gauche et aux **gauchers**, une entrée du patient par la droite.
- ➔ **La symétrie du fauteuil est totale** : l'unit, et le support assistant se mettent à gauche ou à droite en **quelques secondes** sans aucun effort



Le fauteuil : caractéristiques




- ➔ Mouvements obtenus par **vérins électriques** particulièrement fiables (technique à vis sans fin)
- ➔ Montée-descente de **grande amplitude** par parallélogramme déformable. Positions : **basse 46 cm et haute 76 cm** (encombrement disponible en annexe)
- ➔ Capacité de levage : **jusqu'à 180 Kg**
- ➔ **Allongement compensé** du dossier **sans élancement** du corps du patient jusqu'à la position couchée (pas d'effet de déshabillage)
- ➔ **4 programmations (+ 1 position personnalisée)** électroniques à micro-processeur avec mémorisation de la dernière position patient
- ➔ **Dossier large et très fin d'épaisseur** et échancré autorisant toutes les positions de travail.
- ➔ **Sécurité** d'utilisation, sécurité enfant, sécurité retour à zéro
- ➔ **Housse de protection** pour les pieds

La tête

Tête à assistance pneumatique : mouvement latéral et rotatif

- ➔ La tête triple articulation s'adapte parfaitement à toute position de la tête du patient pour optimiser au mieux son confort.
- ➔ Un seul bouton règle le mouvement latéral, la rotation et le coulissement vertical, dont les mouvements sont assistés pneumatiquement.
- ➔ Elle peut être aussi positionnée pour accueillir des enfants (travail pédodontiste).



La sellerie

- ➔ **Sellerie hygiénique**, lisse, résistante avec **mousse à mémoire de forme sans CFC ni HCFC**
- ➔ Revêtement similicuir, au choix dans une large gamme de couleurs, sans phtalates, anti feu M4 et répondant aux normes REACH :



blanc marbre
F4351-10120



coton
F4351-20162



poudre
F4351-20293



nude
F4351-20322



brume
F4351-20161



cendre
F4351-20150



granit
F4351-20154



gris galet
F4351-07445



café
F4351-5015



noir
F4351-0002



jaune maïs
F4351-07477



orange
F4351-20127



lilas
F4351-20316



fuschia
F4351-20149



aubergine
F4351-5349



bleu brillant
F4351-07459



bleu foncé
F4351-07436



turquoise
F4351-20157



baltique
F4351-20290



bambou
F4351-20159



forêt
F4351-20320



vert kaki
F4351-20321



rouge carmin
F4351-07479




coquelicot
F4351-20319

L'ergonomie



Fouets solo droitier



Fouets solo gaucher



Fouets solo midi



Fouets solo midi droite



Fouets transthoracique droite



Fouets transthoracique gauche



Fouets duo – 4 mains

La tablette porte-instruments

La tablette porte-instruments est attachée **sur bras fixe et bras compensé fixés sur la base du fauteuil en position ambidextre** avec blocage pneumatique des rotations.

Cette tablette accueille de 2 à 6 instruments. Quel que soit sa position, chaque instrument est facile à prendre en main et à repositionner.

- Repose instruments et poignée amovible et autoclavable
- Double tablette cervicale en aluminium 36x28 cm



Grande longueur de cordon




Flexibilité et amplitude latérale maximale

L'écran tactile NEO.2

L'écran **tactile rétro-éclairé monochrome et facilement nettoyable** est situé sur la tablette et pilote les différentes fonctions (fauteuil, mémorisation des programmes fauteuil, réglages des instruments, appel assistante, ouverture de porte, connexion Airlog).

La **clé USB** garde en mémoire les différents réglages individuels de chaque praticien, pour garder la configuration en cas de transfert sur un autre fauteuil.



Dès qu'un instrument est sélectionné, un écran de contrôle et de réglage s'affiche automatiquement :



Moteur à induction :

Affichage et présélection de la vitesse des moteurs



Détartreur piézoélectrique :

Réglage de la puissance, sélection des modes paro/endo/détartreur



Turbine lumière :

Réglage de l'intensité de la lumière, réglages des débits d'air et d'eau des sprays

- **Pour tous les instruments :** Alternospray, chip air et chip eau

Instruments :

REF. 1900.210 | SERINGUE LUZZANI MULTIFONCTIONS



3 fonctions : air/eau/spray froid, corps en inox **autoclavable à 135°** avec système de connexion d'embouts jetables **RISKONTROL**. Livrée avec un lot d'embouts jetables (quel qu'en soit le modèle).

REF. 1900.230 | MICRO-MOTEUR ELECTRIQUE BIENAIR MCX LED



A induction sans charbons, vitesse variable de **1.000 à 40.000 t/mn** à couple constant, avec spray interne variation du moteur, lumière intégrée, inversion du sens de rotation, refroidissement du micro-moteur par air. Stérilisable sans protection, à roulements à billes lubrifiés à vie.

REF. 1900.220R | KIT CORDON PNEUMATIQUE AVEC TURBINE DENTALICA CHRONO 6KL LED



Turbine en titane de la gamme Chrono Précision Tech très silencieuse avec seulement 56 dBA. Double revêtement Dual Coat, roulements en céramique, éclairage Led

REF. CO-020 | CONTRE-ANGLE DENTALICA CHRONO 20L LED



Turbine en titane de la gamme Chrono Précision Tech très silencieuse avec seulement 56 dBA. Double revêtement Dual Coat, roulements en céramique, éclairage Led.


REF. 1900.205 | PEDALE DE COMMANDE PROGRESSIVE LATÉRALE FILAIRE

Les instruments peuvent être commandés par une **pédale unique progressive latéralement**. Cette pédale permet la liberté totale des mains en respectant les règles d'hygiène :

- commandes chip-blower, vitesse turbine, spray turbine, vitesse variable moteur, spray moteur, détartreur.
- permet de commander des programmes du fauteuil ainsi que des ajustements des positions.



Précurseur dans la décontamination depuis 30 ans et reconnu mondialement, le système de décontamination intégré **IGN-CALBENIUM®** permet d'obtenir zéro germe à la sortie de l'eau des sprays des instruments.




IGN : système de décontamination et d'aseptisation de l'eau des sprays utilisant une cartouche filtrante **CALBENIUM® Cartridge** puis du **CALBENIUM®** dilué dans une pompe à double effet et ionisé pour une meilleure action du produit. En suivant le protocole défini, le **CALBENIUM®** offre une asepsie permanente de l'unit et du champ opératoire.

- ➔ Le réservoir de 1L de **CALBENIUM®** offre une **asepsie permanente** de l'unit et du champ opératoire.
- ➔ Le **CALBENIUM®** permet **d'éliminer tous les problèmes de tartre et de biofilm** se trouvant dans l'équipement dentaire.
- ➔ Le **CALBENIUM®** protège le praticien et l'assistante des **contaminations aéroportées** due à la projection du brouillard des sprays.
- ➔ Le **CALBENIUM®** favorise également l'alésage endodontique, les prises d'empreintes et leurs asepsies, la tenue des composites, les détartrages, les extractions, la parodontologie, les effets post-opératoires, la communication, la prévention et le confort du patient (goût agréable en bouche).



CALBEPULS® : situé sur la tablette porte-instruments, c'est un **système de décontamination externe des instruments dynamiques**.

- ➔ Il est utilisé pour la décontamination externe de la tête des instruments, par jet sous pression d'air et de solution de CALBENIUM® suivi d'un temps de séchage sous air.
- ➔ Utilisation : Plonger un seul instrument à la fois dans le Calbépuls®. L'insertion de l'instrument dans le pot déclenche automatiquement le Calbépuls®. La durée de décontamination est à adapter en fonction du soin en cours et de l'état de l'instrument.



REF. 1960.300

SUPPORT ASPIRATION PE9 AMBIDEXTRE



ASPISEPT



FILTRE



Le système d'aspiration est fixé sur bras articulé avec clavier de commande et plateau :

- **Sur double bras articulé** : fixé à l'arrière du fauteuil en position ambidextre permettant de la passer à droite ou à gauche de l'unit.
- Commandes sur support aspiration : crachoir, fauteuil, appel assistante, ouverture de porte, programmation fauteuil, décontamination
- Le support peut recevoir différents cordons à déclenchement automatique par sélection pneumatique (seringue assistante, lampe à polymériser, caméra intra-buccale, etc...)
- Chaque cordon est protégé par un filtre individuel
- La sélection des canules se fait automatiquement et individuellement.
- Possibilité d'utiliser les deux canules en même temps
- Livré avec :
 - 1 cordon d'aspiration déconnectable pour petite canule d'aspiration ou canule de pompe à salive.
 - 1 cordon d'aspiration déconnectable pour canule d'aspiration à gros débit.
 - Tablette cervicale orientable en aluminium 18x28 cm.
 - **ASPISEPT®**: Système intégré de décontamination au CALBENIUM® des tuyaux d'aspiration qui permet de nettoyer chaque jour ou entre chaque patient l'intérieur des cordons

REF. 1860.400

CRACHOIR PE9 AMBIDEXTRE

- Fixé à l'arrière du fauteuil en **position ambidextre**
- Cuvette rotative et orientable pour s'approcher au mieux du patient
- Cuvette en porcelaine amovible et facilement nettoyable
- Eau au verre et rinçage de cuvette simultanés par programmation ou indépendants.
- Intègre le système **IGN CUSPIDOR** de décontamination de la cuvette par passage de l'eau de rinçage sur une cartouche soluble désinfectante.



REF. 9D-176

CASSETTE DE RECUPERATION D'AMALGAMES DURR DENTAL

Cassette de récupération d'amalgame à usage unique pour CAS 1





FORMATIONS COMPLEMENTAIRES A LA DEMANDE DES UTILISATEURS

FORMUTYL-RESAH

FORMATION DES UTILISATEURS

- La formation des utilisateurs sera assurée sur place par l'installateur du matériel.
- Elle se fait par groupe de 6 personnes maximum et dure environ une heure.
- La formation est axée sur l'utilisation et l'entretien courant organisée conformément aux protocoles liés à l'hygiène et la décontamination.

FORMATIONS DES TECHNICIENS ET INGENIEURS BIOMEDICAUX

FORMUTYL-RESAH

FORMATION TECHNIQUE

- La formation technique sera assurée sur place par l'installateur du matériel.
- Elle se fait par groupe de 6 personnes maximum et dure environ une heure.
- La formation est axée sur la maintenance des équipements.

MAINTENANCE CURATIVE OU CORRECTIVE

1000.2261T

FORMATION TECHNIQUE

- Le nombre d'interventions n'est pas limité pendant la durée du contrat.
- Sont inclus dans la maintenance curative les coûts du déplacement, de la main d'œuvre du technicien et les pièces détachées
- La gratuité des interventions n'est pas effective dans le cas d'une intervention liée à un nettoyage ou un entretien normalement réalisé par le bénéficiaire (nettoyage de cuve d'aspiration, graissage de turbine, etc...) ou dans le cas de l'installation d'une pièce fournie par le bénéficiaire (ampoule, filtre, rotor, etc...).
- Dans le cas où le technicien de la société AIREL ne pourrait dépanner immédiatement le matériel défectueux ou que la réparation fasse l'objet d'un devis, AIREL s'engage, en fonction de ses disponibilités, à prêter au bénéficiaire un matériel similaire à celui défectueux.
- A l'issue de chaque visite, le technicien de la société AIREL, établira un rapport dont un exemplaire sera remis au bénéficiaire, après signature. Sur cet imprimé seront indiqués la date de la visite, le temps passé chez l'utilisateur et les pièces remplacées. Le bénéficiaire et le technicien de la société AIREL sont invités à y formuler par écrits leurs observations éventuelles.
- Le contrat est conclu pour une durée de 1 an à compter de la date de signature.



MAINTENANCE PREVENTIVE

1000.2040T

MAINTENANCE PREVENTIVE

Durée : 1h30 - Fréquence : 1 fois par an

La maintenance préventive a pour but de réduire les risques de panne et de maintenir dans le temps les performances des équipements au niveau des performances initiales, en vue d'en assurer une utilisation optimale et sûre, conformément aux recommandations du fabricant.

Fauteuil

- Inspecter l'état de la sellerie.

Unit

- Vérifications : des fins de courses et les programmations, du bon fonctionnement de la marche forcée, du fonctionnement du régulateur d'eau, de la pression d'air, du système de récupération d'amalgames
- Remplacement annuel : le filtre d'eau général.

Bras

- Réglages du frein, de ressort d'équilibrage
- Vérification les différentes rotations et butées.

Tablette

- Vérification : du bon fonctionnement du Calbépuls. de l'étanchéité générale, du fonctionnement des sprays des instruments. Test des fonctionnalités de l'écran. Ontrôle du bras de plateau.
- Remplacement annuel : filtre dans le Calbépuls, joint du pot de Calbépuls, film de protection de l'écran.

Instruments

- Seringue multifonctions – Vérifier le fonctionnement et nettoyer l'embout si nécessaire.
- Turbine – Vérifier le fonctionnement et contrôler la pression de l'air d'entraînement.
- Micromoteur – Vérifier le fonctionnement, contrôler l'air de refroidissement.
- Changer joints du nez du moteur : Bienair
- Changer joint d'eau du moteur Bien Air
- Détartreur – Changer les joints et vérifier le fonctionnement
- Lampe à photopolymériser – Vérifier le fonctionnement
- Caméra vidéo – vérifier le fonctionnement.

Aspiration

- Vérification des contacts des ampoules reed, du fonctionnement de l'Aspisept.

Crachoir / Jet de verre

- Vérification du fonctionnement des commandes de crachoir et jet de verre et réglage le débit d'eau des jets si nécessaire. Si pas de crachoir vérification de la présence et de l'état des bouchons.

Eclairage / Support écran

- Vérifications : de la compensation du ressort de bras, du bon fonctionnement de l'éclairage. de la fixation support écran.

Pédale

- Vérification : du bon fonctionnement de la pédale
- Changement annuel : des pieds antidérapants et nettoyage de la pédale.

Final :

- Nettoyage de l'unit avec du « **Calbenium Spray** »
- Vérification du fonctionnement de l'équipement une fois l'intervention terminée.

EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES NON OBLIGATOIRES - PSEF

REF. 9B-453

CONTRE-ANGLE BIENAIR MICRO-SERIE 1:5 BAGUE ROUGE LUMIERE

Barreau de quartz, roulement en céramique, système Clean Head, griffe bouton-poussoir, microfiltre. multiplicateur par 5, **lumière LED**, quadruple spray, vitesse max de 10.000 t/mn, corps inox avec revêtement Duracoat



REF. 9B-432

CONTRE-ANGLE BIENAIR 10:1 BAGUE VERTE LUMIERE

Contre-angle réducteur par 10, corps inox, irrigation interne, lumière par 2 barreaux de verre optique



REF. 1810.2082

ECRAN 22" AVEC BRAS SUR FAUTEUIL

- ➔ Fixation sur bras fixé au fauteuil avec liaison possible informatique
- ➔ Temps de réponse rapide de 3 ms
- ➔ Entrées S-Vidéo et CVBS
- ➔ Entrées vidéo DVI pour un signal de haute qualité
- ➔ Taille d'écran : 20"



REF. 2110.210

SIEGE OPERATEUR HARLEY

- ➔ Siège pour praticien ou assistante, réglable en hauteur avec rotation sur lui-même et mobile sur 5 roulettes à double galet.
- ➔ Siège type « selle de cheval » avec mouvement vers l'avant pour un maintien du dos droit
- ➔ Embase sans repose pieds.
- ➔ Même choix de selleries que le fauteuil patient.



L'équipement compact

L'équipement PE9 a été conçu afin de répondre à un besoin d'optimisation. Compact et léger, il rend l'espace de travail aéré et accessible pour le patient et le praticien.



Le PE9 est un équipement peu encombrant et très maniable bénéficiant de :

- une flexibilité et de plusieurs possibilités de réglages lui conférant un confort optimal des positions de travail
- une grande maniabilité lui offrant la possibilité de positionner le fauteuil à la fois très haut ou très bas et en **position chaise**
- une capacité d'adaptation à **tous types d'espaces** et toutes configurations
- une **efficacité prouvée** depuis plus de 20 ans
- un confort pour tous les intervenants (praticien, assistante, patient)


Le fauteuil : caractéristiques




- Solidaire de la colonne technique : **l'absence de pied** permet une meilleure approche du praticien au fauteuil quelle que soit la position de travail.
- **Grande amplitude** en hauteur (encombrement disponible en annexe)
- **Sa position chaise, conçue pour s'adapter** aux personnes à mobilités réduites, aux enfants et personnes âgées
- Repose pieds à articulation liée au mouvement du dossier

- ➔ Capacité de levage : **jusqu'à 180 Kg**
- ➔ **4 programmations (+ 1 position personnalisée)** électroniques à micro-processeur avec mémorisation de la dernière position patient
- ➔ **Sécurité** d'utilisation, sécurité enfant, sécurité retour à zéro
- ➔ Mouvements obtenus par **vérins électriques** particulièrement fiables
- ➔ **Têtière orbitale à double articulation** permettant un rattrapage cervical pour une bonne vision du champ opératoire
- ➔ La têtère s'adapte parfaitement à toute position de la tête du patient pour optimiser au mieux son confort
- ➔ **Housse de protection** pour les pieds
- ➔ **Sellerie hygiénique**, lisse, résistante avec **mousse à mémoire de forme sans CFC ni HCFC**
- ➔ Revêtement similicuir, au choix dans une large gamme de couleurs, sans phtalates, anti feu M4 et répondant aux normes REACH (même gamme de sellerie que dans la configuration A1).

■ L'ergonomie



Solo droitier



Solo gaucher



Solo midi

■ L'Unit PE9 NEO.2 à fouets

Tablette porte-instruments sur bras fixe et bras compensé fixés sur la colonne technique, lui permettant d'être **parfaitement positionnée** quelle que soit la position de travail. Cette tablette accueille de 2 à 5 instruments. Chaque instrument est facile à prendre en main et à repositionner.

- ➔ Repose instruments et poignée amovible et autoclavable



Grande longueur de cordon




Flexibilité et amplitude latérale maximale

L'écran tactile NEO.2

L'écran **tactile rétro-éclairé monochrome et facilement nettoyable** est situé sur la tablette et pilote les différentes fonctions (fauteuil, mémorisation des programmes fauteuil, réglages des instruments, appel assistante, ouverture de porte, connexion Airlog).

La **clé USB** garde en mémoire les différents réglages individuels de chaque praticien, pour garder la configuration en cas de transfert sur un autre fauteuil.



Dès qu'un instrument est sélectionné, un écran de contrôle et de réglage s'affiche automatiquement :



Moteur à induction :

Affichage et présélection de la vitesse des moteurs



Détartreur piézoélectrique :

Réglage de la puissance, sélection des modes paro/endo/détartreur



Turbine lumière :

Réglage de l'intensité de la lumière, réglages des débits d'air et d'eau des sprays

→ **Pour tous les instruments :** Alternospray, chip air et chip eau

Instruments :

→ Seringue LUZZANI multifonctions



3 fonctions : air/eau/spray froid, corps en inox **autoclavable à 135°** avec système de connexion d'embouts jetables **RISKONTROL**. Livrée avec un lot d'embouts jetables (quel qu'en soit le modèle).

→ Micro-moteur électrique BIENAIR MCX Led



A induction sans charbons, vitesse variable de **1.000 à 40.000 t/mn** à couple constant, avec spray interne variation du moteur, lumière intégrée, inversion du sens de rotation, refroidissement du micro-moteur par air. Stérilisable sans protection, à roulements à billes lubrifiés à vie.

→ Kit cordon pneumatique avec turbine DENTALICA CHRONO 6KL led



A induction sans charbons, vitesse variable de **1.000 à 40.000 t/mn** à couple constant, avec spray interne variation du moteur, lumière intégrée, inversion du sens de rotation, refroidissement du micro-moteur par air. Stérilisable sans protection, à roulements à billes lubrifiés à vie.

→ Contre-angle Dentalica CHRONO 20L Led



Turbine en titane de la gamme Chrono Précision Tech très silencieuse avec seulement 56 dBA. Double revêtement Dual Coat, roulements en céramique, éclairage Led.

■ Pédale de commande progressive latérale


Les instruments peuvent être commandés par une **pédale unique progressive latéralement**. Cette pédale permet la liberté totale des mains en respectant les règles d'hygiène :

- commandes chip-blower, vitesse turbine, spray turbine, vitesse variable moteur, spray moteur, détartreur.
- permet de commander des programmes du fauteuil ainsi que des ajustements des positions.



■ Crachoir K2

- cuvette verre **amovible et orientable**, facilement nettoyable, à rinçage automatisé
- remplissage du verre temporisé
- position crachoir **automatisée** avec retour en position travail



■ Support aspiration K2


Support d'aspiration très maniable grâce à son bras flexible et peu encombrant.

- Les tuyaux sont souples et légers ce qui augmente la facilité d'utilisation.
- Livré avec 2 canules d'aspiration



■ Système de décontamination de l'eau des sprays IGN

Précurseur dans la décontamination depuis 30 ans et reconnu mondialement, le système de décontamination intégré **IGN-CALBENIUM®** permet d'obtenir zéro germe à la sortie de l'eau des sprays des instruments.



IGN : système de décontamination et d'aseptisation de l'eau des sprays utilisant une cartouche filtrante **CALBENIUM® Cartridge** puis du **CALBENIUM®** dilué dans une pompe à double effet et ionisé pour une meilleure action du produit. En suivant le protocole défini, le **CALBENIUM®** offre une asepsie permanente de l'unit et du champ opératoire.

→ Le réservoir de 1L de **CALBENIUM®** offre une **asepsie permanente** de l'unit et du champ opératoire.

→ Le **CALBENIUM®** permet **d'éliminer tous les problèmes de tartre et de biofilm** se trouvant dans l'équipement dentaire.

→ Le **CALBENIUM®** protège le praticien et l'assistante des **contaminations aéroportées** due à la projection du brouillard des sprays.


→ Le **CALBENIUM®** favorise également l'alésage endodontique, les prises d'empreintes et leurs asepties, la tenue des composites, les détartrages, les extractions, la parodontologie, les effets post-opératoires, la communication, la prévention et le confort du patient (goût agréable en bouche).





CALBEPULS® : situé sur la tablette porte-instruments, c'est un **système de décontamination externe des instruments dynamiques**.

- Il est utilisé pour la décontamination externe de la tête des instruments, par jet sous pression d'air et de solution de CALBENIUM® suivi d'un temps de séchage sous air.
- Utilisation : Plonger un seul instrument à la fois dans le Calbépuls®. L'insertion de l'instrument dans le pot déclenche automatiquement le Calbépuls®. La durée de décontamination est à adapter en fonction du soin en cours et de l'état de l'instrument.



Cassette de récupération d'amalgames DURR DENTAL

Cassette de récupération d'amalgame à usage unique pour CAS 1



REF. 2421.000

ECLAIRAGE GCOMM POLARIS EN VERSION PLAFONNIERE

- Eclairage de nouvelle génération constitué de 10 leds de 1W.
- Donne un champ opératoire de 70x140 mm, avec une température de couleur variable de 4.200° K à 6.000° K et une puissance variable de 28.000 à 50.000 Lux, sans ombres portées et sans chaleur.
- Poignées facilement démontables pour stérilisation
- Puissance consommée : < 20 W.
- Durée de vie des leds : 50.000 heures



REF. 1900.410

SYSTEME RECHAUFFEUR D'EAU

Pour eau tiède des sprays

REF. 1900.411

RECUPERATEUR D'AMALGAMES DURR DENTAL CAS1

Situé à l'intérieur de l'unit et non dans une boîte externe :

- double fonction : séparation à 2 niveaux et récupération d'amalgames.
- débit de 4 l/mn
- taux de récupération : 95%
- volume utile de la cassette : 90 cm³
- petite taille, compact et discret
- entraînement puissant permettant le fonctionnement continu pendant de nombreuses heures





REF. 1900.240

DETARTREUR SATELEC NEWTRON

- Disposition sur tablette porte-instruments

Détartreur à ultrasons piézo-électrique par effet de cavitation, absence d'échauffement de la pièce à main. Fréquence de vibration : 28 à 36 KHz. Pièce à main autoclavable et livrée avec 3 inserts n°1, n°2 et 10P.



REF. 1900.810

SERINGUE LUZZANI MULTIFONCTIONS

- Disposition sur support aspiration

3 fonctions : air/eau/spray froid, corps en inox **autoclavable à 135°** avec système de connexion d'embouts jetables **RISKONTROL**. Livrée avec un lot d'embouts jetables (quel qu'en soit le modèle).



REF. 1900.262

CAMERA INTRA-ORALE SOPRO 617

- Disposition sur tablette porte-instruments fouets

Sa visée à 105° la distingue des autres caméras du marché et vous permet une meilleure exploration des régions distales, cet angle de vue optimisé permet une parfaite visibilité même dans les zones étroites ou à accès difficile.

La caméra Sopro 617 est dotée d'un autofocus permettant une mise au point automatique. Sa grande profondeur de champ vous procure une image nette en toutes circonstances.

Caractéristiques :

- Capteur CCD 1/4" haute sensibilité
- Résolution : (752x582) PAL ; (768x494) NTSC
- Définition : 470 lignes
- Sensibilité : 2 lux
- Eclairage : 8 LED
- Réglage : automatique
- Image non-inversée
- Angle de vue : 80° (visée 105°)
- Longueur du câble : 2,5 m
- Poids : 55 g



REF. 9B-413

PIECE A MAIN DROITE BIENAIR 1 :1 MICRO-SERIE

- Rapport direct. **Sans lumière**, à spray interne, serrage à bague, queue d'outil, Ø 2.35 mm.



REF. 1900.250

LAMPE A POLYMERISER SATELEC MINI LEDS

Lampe à polymériser sur un spectre de lumière de **420 à 480 nm**, rapide et puissante (**1100 mW/cm²**) à **lumière LED** (longue durée de vie). 3 programmes : rapide, pulsé et progressif. Polymérisation de tous les composites sur une épaisseur de 2 mm en **6 à 12 secondes**.



REF. 1802.202

RACCORDEMENT EN EAU PAR BOUTEILLE

→ Disposition sur fauteuil PE9

Utilisant du **CALBENIUM®** dilué, **totalelement indépendant du réseau de ville**

Bouteille pressurisée remplie de CALBENIUM :

- Le réservoir de 75 cl de **CALBENIUM®** offre une **asepsie permanente** de l'unit et du champ opératoire.



REF. 2910.011

BOUTEILLE DE DESINFECTANT CALBENIUM® LIQUIDE EN 1 LITRE - PARFUM MENTHE FRUITEE

Le **CALBENIUM®** offre une aseptie permanente de l'unit et du champ opératoire.

- Le réservoir de 1L de **CALBENIUM®** offre une **asepsie permanente** de l'unit et du champ opératoire.
- Le **CALBENIUM®** permet **d'éliminer tous les problèmes de tartre et d'algues** se trouvant dans l'équipement dentaire.
- Le **CALBENIUM®** protège le praticien et l'assistante des **contaminations aéroportées** due à la projection du brouillard des sprays.
- Le **CALBENIUM®** favorise également l'alésage endodontique, les prises d'empreintes et leurs asepties, la tenue des composites, les détartrages, les extractions, la parodontologie, les effets post-opératoires, la communication, la prévention et le confort du patient (goût agréable en bouche).



Efficace et certifié

Le Calbéni[®] 2 % est efficace contre les Pseudomonas Aeruginosa et les Staphylococcus Aureus (réduction minimale de 5 log₁₀ CFU) selon la norme NF EN 1040 : 2006 ; Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Enterococcus Hirae et L.Pneumophila selon la norme NF EN 13727+A2 : 2015 ; Coronavirus humain E229, adénovirus type 5 et Norovirus murin selon la norme NF EN 14476+A2 : 2019. Le **CALBENIUM®** est marqué CE comme un dispositif médical de classe IIa conforme aux exigences de la directive européenne 93/42/CEE.

REF. 1960.104


ACCOUDOIR ESCAMOTABLE SUR FAUTEUIL PE9 – Accoudoir gauche ou droit



REF. 1900.102 COUSSIN REHAUSSEUR pour enfant

Pour que le soin soit plus facile avec les petits, le coussin enfant permet de les rehausser à la bonne hauteur de tête.

Sellerie identique au fauteuil.


REF. HE -98 PROTECTION DE PIEDS
REF. 9T-620 RADIO INTRA-ORALE CARESTREAM CS2200

EN FIXATION MURALE

- ➔ Radio à très haute fréquence
- ➔ Réduction des doses de rayonnement de 30%
- ➔ Fixation murale avec bras ciseau et allonges de 3 longueurs différentes
- ➔ Minuterie électronique de commande des différents paramètres : sélection par utilisation d'un schéma d'arcade dentaire.
- ➔ Spécifications techniques :
 - haute tension nominale : 60kV-70kV
 - courant minimum correspondant : Mode film 7 mA – Mode RVG 4 mA
 - haute fréquence : 300 kHz
 - dimension du foyer : 0,7 mm
 - distance focale : cône de 20 cm


REF. 1900.234 CONTRE-ANGLE ENDO BIENAIR 4/1 WAVEONE AVEC LICENCE RECIPROC

Contre-Angle d'endodontie conçu pour le traitement de racine en mode continu ou réciproque

Micro tête pour un accès plus facile et une visibilité maximale en bouche Taille de la tête Ø8.6×H9.3mm.

Insertion facile de la lime sans appuyer sur le bouton. Compatible avec les limes endodontiques standard et à mouvement réciproque.

Rapport de transmission 4: 1.



REF. 1900.237 MOTEUR BIENAIR MXI LED ET POMPE PERISTALTIQUE SUR TABLETTE A FOUETS

Micro-moteur d'implantologie électrique fibré à induction sans charbons, vitesse variable de 100 à 40.000 t/mn à couple constant, variation du moteur, **lumière intégrée** et variable, inversion du sens de rotation, couple nominal de 6,8 Ncm, refroidissement du micro-moteur par air.

Stérilisable sans protection, à roulements à billes lubrifiés à vie. La pompe péristaltique intégrée permet une irrigation avec poches stériles.

**REF. 9DS-0954 MANNEQUIN D'ENTRAINEMENT**

Mannequin autodrainant avec articulateur à glissière comprenant :

- ➔ Un masque facial rigide
- ➔ Un masque buccal en matériau plastique souple de type standard avec une fixation magnétique facilitée.
- ➔ Mâchoire complète supérieure et inférieure de 32 dents pour exercices de prothèse et de dentisterie conservatrice, avec gencives en silicone hyperplasique et système breveté d'extraction des dents extra dures avec clip, fixation sur mannequin
- ➔ Une langue
- ➔ Une structure métallique interne de soutien et de fonctionnement



FORMATIONS – PSEF



FORMATION TECHNICIEN NIVEAU 1

- La formation technicien de niveau 1 a pour but la réalisation d'actions simples nécessaires à l'exploitation et réalisées sur des éléments facilement accessibles en toute sécurité.
- Ce type d'opération peut être effectué par l'utilisateur du bien avec, le cas échéant, les équipements de soutien intégrés au bien et à l'aide des instructions d'utilisation.
- Le programme de cette formation portera sur la maintenance préventive et la maintenance curative des équipements proposés.
- Un certificat sera délivré à chacun des techniciens ayant participé à la formation.
- Cette formation se fera sur les lieux de l'installation avec le technicien qui installe le matériel.



FORMATION TECHNICIEN NIVEAU 2

- La formation niveau 2 a pour but la réalisation d'actions qui nécessitent des procédures simples et/ou de mise en œuvre simple. Ce type d'actions de maintenance est effectué avec les procédures détaillées et des instructions de maintenance.
- Ce type d'actions de maintenance est effectué par un personnel qualifié avec les procédures détaillées et les équipements de soutien définis dans les instructions de maintenance.
- Un personnel est qualifié lorsqu'il a reçu une formation lui permettant de travailler en sécurité sur un bien présentant certains risques potentiels, et est reconnu apte pour l'exécution des travaux qui lui sont confiés, compte tenu de ses connaissances et de ses aptitudes.
- Un certificat sera délivré à chacun des techniciens ayant participé à la formation.
- Le programme de cette formation portera sur la maintenance préventive et la maintenance curative des équipements proposés.
- Cette formation se fera sur les lieux de l'installation avec le technicien qui installe le matériel.



FORMATION TECHNICIEN NIVEAU 3

- La formation niveau 3 a pour but la réalisation d'opérations qui nécessitent des procédures complexes.
- Ce type d'actions de maintenance est effectué par un technicien qualifié avec les procédures détaillées et les équipements de soutien définis dans les instructions de maintenance.
- Un technicien est qualifié lorsqu'il a reçu une formation lui permettant de travailler en sécurité sur un bien présentant certains risques potentiels, et est reconnu apte pour l'exécution des travaux qui lui sont confiés, compte tenu de ses connaissances et de ses aptitudes.
- Un certificat sera délivré à chacun des techniciens ayant participé à la formation.
- Le programme de cette formation portera sur la maintenance curative des équipements proposés.
- Cette formation se fera à l'usine de Champigny-sur-Marne (94)

MAINTENANCE – PSEF



MAINTENANCE TOUS RISQUES HORS CASSE

- La société AIREL, s'engage à intervenir dans les plus brefs délais, sur simple demande écrite ou téléphonique du bénéficiaire, en cas de panne sur le matériel objet du contrat. Le nombre d'interventions n'est pas limité pendant la durée du contrat.
- Les coûts du déplacement et de la main d'œuvre du technicien ainsi que les pièces détachées défectueuses et remplacées ne feront l'objet d'aucune facturation supplémentaire.
- Inclue la maintenance préventive.
- La gratuité des interventions n'est pas effective dans le cas :
 - d'une intervention liée à un nettoyage ou un entretien normalement réalisé par le bénéficiaire (graissage de turbine, etc...)
 - dans le cas de l'installation d'une pièce fournie par le bénéficiaire (filtre, rotor, etc...).
 - de la casse d'un matériel
- Dans le cas où le technicien de la société AIREL ne pourrait dépanner immédiatement le matériel défectueux ou que la réparation fasse l'objet d'un devis, AIREL s'engage, en fonction de ses disponibilités, à prêter au bénéficiaire un matériel similaire à celui défectueux.
- A l'issue de chaque visite, le technicien de la société AIREL, établira un rapport dont un exemplaire sera remis au bénéficiaire, après signature. Sur cet imprimé seront indiqués la date de la visite, le temps passé chez l'utilisateur et les pièces remplacées. Le bénéficiaire et le technicien de la société AIREL sont invités à y formuler par écrits leurs observations éventuelles.



MAINTENANCE TOUS RISQUES CASSE INCLUSE

- La société AIREL, s'engage à intervenir dans les plus brefs délais, sur simple demande écrite ou téléphonique du bénéficiaire, en cas de panne ou casse sur le matériel objet du contrat. Le nombre d'interventions n'est pas limité pendant la durée du contrat.
- Inclue la maintenance préventive.
- Les coûts du déplacement et de la main d'œuvre du technicien ainsi que les pièces détachées défectueuses et remplacées ne feront l'objet d'aucune facturation supplémentaire.
- La gratuité des interventions n'est pas effective dans le cas :
 - d'une intervention liée à un nettoyage ou un entretien normalement réalisé par le bénéficiaire (graissage de turbine, etc...)
 - dans le cas de l'installation d'une pièce fournie par le bénéficiaire (filtre, rotor, etc...).
- Dans le cas où le technicien de la société AIREL ne pourrait dépanner immédiatement le matériel défectueux ou que la réparation fasse l'objet d'un devis, AIREL s'engage, en fonction de ses disponibilités, à prêter au bénéficiaire un matériel similaire à celui défectueux.
- A l'issue de chaque visite, le technicien de la société AIREL, établira un rapport dont un exemplaire sera remis au bénéficiaire, après signature. Sur cet imprimé seront indiqués la date de la visite, le temps passé chez l'utilisateur et les pièces remplacées. Le bénéficiaire et le technicien de la société AIREL sont invités à y formuler par écrits leurs observations éventuelles.



MAINTENANCE PARTAGEE

- ➔ Maintenance partagée réalisée par le technicien de l'établissement à la condition qu'il est suivi la formation de Niveau 2
- ➔ Maintenance tous risques réalisée par le technicien AIREL

EXTENSION DE GARANTIE -PSEF

1900.2040

EXTENSION DE GARANTIE DE 1, 2, 3 4 ou 5 ANS

Extension de garantie sur les pièces détachées AIREL-QUETIN dans le cadre des conditions générales de garantie fabricant du groupe AIREL/QUETIN.

Cette prestation comprend la maintenance préventive et la maintenance tous risques.

REPRISE DE MATERIEL-PSEF

1990.900

REPRISE D'ANCIENS EQUIPEMENTS EN FIN DE VIE

Nos techniciens assurent le démontage et la récupération de vos équipements qui seront ensuite traités puis recyclés.

CATALOGUE

LOT N°4

REF. 9JU-404

RADIO HAUTE FREQUENCE OWANDY RX PORTABLE

L'Owandy-RX Portable est l'un des appareils à rayons-X dentaire le plus léger du marché. Il est donc facile à manipuler et à positionner

Il est possible d'obtenir des images d'une qualité inégalable, aussi bien avec un capteur OPTEO ou ONE que le lecteur de plaques Owandy-CR². S'adapte aux différents récepteurs sur le marché (films, capteurs numériques, système ERLM).

Spécifications techniques :

- Poids : 1,8kg
- Haute définition avec un point focal de 0,3mm
- Courant puissant de 3mA
- Batterie longue durée : jusqu'à 300 images avec une seule charge
- Chargement simple sur socle
- Utilisable avec une seule main



REF. 9T-631

BASE MOBILE POUR RADIO CARESTREAM

Pour radio CARESTREAM CS2200



REF. 8500.010

ALPHACLEAN OXY'PHARM 18L Version 18 Litres

REF. 8500.020

ALPHACLEAN OXY'PHARM 27L Version 27 Litres

INTEGRABLE DANS MEUBLE DE STERILISATION

Alpha Clean est un auto-laveur qui permet le traitement automatique et complet de tous les instruments après usage et avant stérilisation.

Du pré-trempeage jusqu'au séchage, Alpha Clean réalise l'intégralité des opérations de pré-désinfection. Un unique produit (le Clean One) est dosé automatiquement à chaque cycle permettant un dosage minimum du produit à 0,5%, réduisant ainsi le coût du cycle et donc du traitement des instruments.

Toutes les phases (trempeage, rinçage, nettoyage, pré-désinfection et séchage) sont réalisées sur un cycle complet de 45 min.

Alpha Clean s'encastre dans tous les mobiliers standards. Il préserve la place dans l'espace de stérilisation et des plans de travail.

Fonctionnement automatique en 5 étapes : Phase de pré-désinfection (trempeage), phase de nettoyage, phase de rinçage, phase de séchage.



REF. 8000.002 PRODUIT CLEAN ONE POUR ALPHACLEAN - 2x 5 LITRES

La solution **Clean One+** est un détergent pré-désinfectant liquide pour les instruments thermostables et thermosensibles compatible uniquement avec les appareils de la gamme Alpha Clean.

Clean One+ a un spectre d'efficacité : bactéricide, levuricide et virucide.

La solution Clean One+ à la particularité d'être totalement biodégradable, aucun résidu n'y est déposé sur les instruments après avoir effectué le traitement.

Disponible en bidon de 5L.

Activité bactéricide selon EN 13727 et EN 14561 – dosage : 5 ml/l (0.5%), 15 min, 20°C.

Activité levuricide selon EN 13624 et EN 14562 – dosage : 5 ml/l (0.5%), 15 min, 20°C.


REF. 9IC-500 ENSEMBLE DE MEUBLES BOIS INTERCONTIDENTAL SERIE EDO


Ensemble de meubles composé de 4 éléments bois :

- ➔ 1 meuble 1 porte avec étagère intérieure réglable
- ➔ 2 meubles 4 tiroirs
- ➔ 1 meuble lavabo 1 porte et robinetterie
- ➔ 1 pack de 8 intérieurs de tiroir

Longueur : 2m, Profondeur réduite : 48 cm


Plan de travail blanc en résine.

Choix de 3 coloris.


REF. 9IC-007 MEUBLE BOIS MOBILE INTERCONTIDENTAL

Meuble bois mobile sur 4 roulettes

- ➔ avec 5 tiroirs
- ➔ plateau en Béton de Synthèse SMO


REF. 9C-103 MOTEUR D'ASPIRATION CATTANI UNIJET 75

Moteur d'aspiration à anneau d'air

Pour 1 poste avec capot

- ➔ Volume d'air aspiré : 80 m³/h d'air pour 1 poste de travail
- ➔ Dépression : 1650 mm H₂O
- ➔ Puissance : 0,4 kW
- ➔ Niveau sonore : capoté – 58 dB(A)



REF. 9C-072

ASPIRATION CATTANI TURBOSMART CUBE A**Pour 2 postes éloignés**

Moteur d'aspiration Uni-Jet 40 Aspiration à anneau humide à variation de fréquence électronique

- ➔ Avec séparateur d'amalgame hydrocyclonique ISO 18 l/mn - 98,1 %
- ➔ Dépression compensée de 200 mbar
- ➔ Débit maximal de 1600 l/min (version A)
- ➔ Connexion Wifi disponible pour une supervision du fonctionnement
- ➔ Niveau sonore : 60 dB
- ➔ Dimensions L x H x P : 500 x 650 x 370 mm
- ➔ Poids : 38 kg



REF. 9C-085

ASPIRATION CATTANI TURBOSMART CUBE B**Pour 4 postes éloignés**

Moteur d'aspiration Uni-Jet 40 Aspiration à anneau humide à variation de fréquence électronique

- ➔ Avec séparateur d'amalgame hydrocyclonique ISO 18 l/mn - 98,1 %
- ➔ Dépression compensée de 200 mbar
- ➔ Débit maximal de 1800 l/min (version B)
- ➔ Connexion Wifi disponible pour une supervision du fonctionnement
- ➔ Niveau sonore : 60 dB
- ➔ Dimensions L x H x P : 500 x 650 x 370 mm
- ➔ Poids : 38 kg



REF. 9D-112

ASPIRATION DURR DENTAL VSA 300S AVEC UNITE DE RINCAGE**Pour un fauteuil**

Système d'aspiration humide avec centrale électrique et **séparateur d'amalgame** incorporé

- ➔ Tension : 230 V 1~
- ➔ Fréquence : 50 Hz
- ➔ Niveau sonore sans capot : 63 dB(A)
- ➔ Dimensions sans capot : H 47 x l 31 x P 36 cm
- ➔ Poids sans capot : 16 Kg
- ➔ Récupérateur d'amalgames : CA4 incorporé
- ➔ Unité de rinçage intégrée
- ➔ Taux de récupération CA4 : 98,9%



REF. 9D-127

ASPIRATION DURR DENTAL TYSCOR VSA2

Pour deux fauteuils en simultané.

Modulaire avec un moteur d'aspiration radial très performant, efficace en énergie et un niveau de séparation disjoint

- ➔ Tension : 230 V 1~
- ➔ Fréquence : 50 Hz
- ➔ Débit en passage libre : 900 l/mn max.
- ➔ Dépression : 160 mbar max.
- ➔ Niveau sonore sans capot : 53 dB(A)
- ➔ Dimensions sans capot : H 77 x l 52 x P 48 cm
- ➔ Poids sans capot : 40 Kg
- ➔ Récupérateur d'amalgames incorporé



REF. 9D-128

ASPIRATION DURR DENTAL TYSCOR VSA4

Pour quatre praticiens en simultané

Modulaire avec un moteur d'aspiration radial très performant, efficace en énergie et un niveau de séparation disjoint.

- ➔ Tension : 230 V 1~
- ➔ Fréquence : 50 Hz
- ➔ Débit en passage libre : 2300 l/mn max.
- ➔ Dépression : 145 mbar max.
- ➔ Niveau sonore sans capot : 61 dB(A)
- ➔ Dimensions sans capot : H 77 x l 52 x P 48 cm
- ➔ Poids sans capot : 55 Kg
- ➔ Récupérateur d'amalgames incorporé



REF. 9D-116

ASPIRATION DURR DENTAL VSA 900S

Pour trois fauteuils

Système d'aspiration humide avec centrale électrique et **séparateur d'amalgame** incorporé

- ➔ Tension : 400 V 3~
- ➔ Fréquence : 50 Hz
- ➔ Niveau sonore sans capot : 65 dB(A)
- ➔ Dimensions sans capot : H 95 x l 63 x P 61 cm
- ➔ Poids sans capot : 59 Kg
- ➔ Récupérateur d'amalgames : CA4 incorporé
- ➔ Taux de récupération CA4 : 98,9%



REF. 9D-141

ASPIRATION CHIRURGICALE MOBILE PACK VC65 DÜRR DENTAL

Cette solution innovante de pompe à pistons permet de séparer facilement les différentes substances et de les collecter dans un système de bocaux à sécrétions, facile à manipuler. VC 65 Dürr Dental s'utilise en effet avec des poches à usage unique avec gélifiant intégré, qui recueillent le sang et les autres fluides. Après chaque traitement, il vous suffit de jeter la poche à usage unique et d'en insérer une nouvelle dans le bocal pour que votre aspiration chirurgicale soit de nouveau prête à l'emploi pour une prochaine intervention.

- ➔ Moteur à pistons pour toujours plus de fiabilité et d'efficacité
- ➔ Niveau sonore : 44 dB
- ➔ Volume d'aspiration : 65 litres/mn
- ➔ Dépression constante jusqu'à 910 mbars, avec une montée à 800 mbars en 7 secondes,
- ➔ Support du tuyau flexible adapté aux canules à usage unique
- ➔ Cart mobile avec pied plein pour rangement de la pédale de commande



REF. 9D-011

COMPRESSEUR DÜRR DENTAL PRIMO

Pour 1 poste

Durée de mise en fonctionnement à 100%, aucun temps de régénération nécessaire
Air comprimé constant sec, propre et sans huile avec un fonctionnement en continu

- ➔ Volume débité à 5 bars 61/71 l/mn
- ➔ Cuve de 20 litres
- ➔ Plage de pression : 6 à 7,8 bars
- ➔ Niveau sonore : 65/66 dB(A)
- ➔ Dimensions : H 69 x l 49 x P 47 cm
- ➔ Poids : 45 kg



REF. 9D-021

COMPRESSEUR DÜRR DENTAL DUO

Pour 2 postes

Durée de mise en fonctionnement à 100%, aucun temps de régénération nécessaire
Air comprimé constant sec, propre et sans huile avec un fonctionnement en continu

- ➔ Volume débité à 5 bars 125/145 l/mn
- ➔ Cuve de 20 litres
- ➔ Plage de pression : 6 à 7,8 bars
- ➔ Niveau sonore : 66 dB(A)
- ➔ Dimensions : H 69 x l 49 x P 47 cm
- ➔ Poids : 50 kg



REF. 9D-030
COMPRESSEUR DURR DENTAL TRIO
Pour 3 postes

Durée de mise en fonctionnement à 100%, aucun temps de régénération nécessaire

Air comprimé constant sec, propre et sans huile avec un fonctionnement en continu

- ➔ Volume débité à 5 bars 181 l/mn
- ➔ Cuve de 50 litres
- ➔ Plage de pression : 6 à 7,8 bars
- ➔ Niveau sonore : 67 dB(A) Dimensions : H 76 x l 74 x P 52 cm
- ➔ Poids : 80 kg


REF. 9D-023
COMPRESSEUR DURR DENTAL DUO TANDEM
Pour 4 postes

Adaptation facile de la plage de pression grâce à la commande électronique

Grande sécurité de fonctionnement grâce à deux groupes fonctionnant indépendamment l'un de l'autre

- ➔ Volume débité à 5 bars 253/292 l/mn
- ➔ Cuve de 50 litres
- ➔ Plage de pression : 6 à 7,8 bars
- ➔ Tension 400 V (3~)
- ➔ Niveau sonore : 69 dB(A)
- ➔ Dimensions : H 79 x l 79 x P 52 cm
- ➔ Poids : 100 kg


REF. 9D-0951
POWER TOWER SILENCE 120/04 DURR DENTAL

La Power Tower Silence PTS 120 combine air comprimé et aspiration dans un boîtier compact. Il contient une alimentation pour un fauteuil sur une surface d'installation de seulement 0,3 m².

La PTS 120/04, pour 1 poste, comprend :

- ➔ 1 groupe compresseur Tornado 1
- ➔ 1 unité d'aspiration combinée VSA 300 S
- ➔ 1 système de dessiccation à fibres membranaires
- ➔ Niveau sonore : 54 dbA
- ➔ Hauteur : 205 cm



REF. 9D-082
POWER TOWER VIEW VSA 600 Durr Dental

Le Power Tower View VSA600 combine dans une unité compacte le groupe compresseur, le réservoir d'air comprimé, le moteur d'aspiration, le dessiccateur à membranes et le récupérateur d'amalgame, en respectant les propriétés thermiques et physiques sur une surface d'installation de seulement 0,4 m².

Pour 2 postes, comprend :

- ➔ 1 compresseur Duo
- ➔ 1 unité d'aspiration combinée VS 600S
- ➔ 1 récupérateur d'amalgame CA4
- ➔ 1 système de dessiccation à fibres membranaires
- ➔ Débit à 5 bars : 115 l/mn
- ➔ Niveau sonore : 54 dbA
- ➔ Dimensions 208 x 64 x 61 cm
- ➔ Hauteur : 205 cm – Poids 275 Kg


REF. 9D-083
POWER TOWER VIEW VSA 900 Durr Dental

Le Power Tower View VSA600 combine dans une unité compacte le groupe compresseur, le réservoir d'air comprimé, le moteur d'aspiration, le dessiccateur à membranes et le récupérateur d'amalgame, en respectant les propriétés thermiques et physiques sur une surface d'installation de seulement 0,4 m².

Pour 3-4 postes, comprend :

- ➔ 2 groupes compresseurs Duo
- ➔ 1 unité d'aspiration combinée VS 900S
- ➔ 1 récupérateur d'amalgame CA4
- ➔ 1 système de dessiccation à fibres membranaires
- ➔ Débit à 5 bars : 115 l/mn
- ➔ Niveau sonore : 54 dbA
- ➔ Dimensions 208 x 64 x 61 cm
- ➔ Hauteur : 205 cm – Poids 275 Kg


REF. 9T-203
CAPTEUR CARESTREAM RVG 6200 Taille 1 : 27,6 x 37,7 mm
REF. 9T-2031
CAPTEUR CARESTREAM RVG 6200 Taille 2 : 32,2 x 44,2 mm

Technologie : capteur, scintillateur, fibre optique

- Haute résolution : 24 paires de lignes par mm
- Epaisseur de la plaque du capteur : 7,3 mm
- Taille du pixel : 18,5 microns
- Nuances de gris : 4096 niveaux de gris



REF. 9T-207
REF. 9T-2071

CAPTEUR CARESTREAM RVG 5200 Taille 1 : 27,6 x 37,7 mm
CAPTEUR CARESTREAM RVG 5200 Taille 2 : 32,2 x 44,2 mm

Fonction pratique de démarrage rapide, durabilité maximale, étanche à l'air et à l'eau, intuitif et facile à installer, flux de travail simplifié

- ➔ Résolution réelle des images : 16 pl/mm
- ➔ Résolution théorique du capteur : 27,03 pl/mm
- ➔ Taille du pixel : 19 microns
- ➔ Technologie : Super CMOS Scintillateur Fibre optique



REF. 9T-301

SCANNER CARESTREAM CS 7600

Système d'imagerie intra-orale à plaques à mémoire

- ➔ Qualité d'image exceptionnelle : haute résolution d'image (17 pl/mm)
- ➔ Numérisation rapide : première image en moins de 5 s
- ➔ Visualisation des fonctions sur écran couleur 3,5".
- ➔ Peut être utilisé simultanément par plusieurs utilisateurs.
- ➔ **Technologie SCAN & GO**
 - Méthode travail entièrement automatisée et sécurisée, évitant les mélanges de plaques, les confusions et les erreurs - Gestion multi-patients et multi-utilisateurs sécurisée.
 - Réduction de la durée du traitement grâce à la numérisation groupée
- ➔ Fourni avec kit de démarrage comprenant :
 - Ecrans : 2 x taille 0 et 2 x taille 2
 - 100 enveloppes en taille 0 et 100 en taille 2
 - Boîte de transport et tapis de préhension
 - Câble Ethernet / Alimentation
 - **Logiciel d'acquisition**
- ➔ Dimensions : 26,7 (H) x 23,7 (L) x 25,9 (P) - Poids : 6 Kg



REF. 9D-6091

VISTASCAN DÜRR DENTAL MINI EASY 2.0

Le scanner d'écrans à mémoire repose en effet sur la dernière technologie d'écrans à mémoire et offre, en association avec les écrans à mémoire IQ VistaScan, de nombreuses nouvelles fonctions d'IA.

- ➔ Le concept Easy Feed permet de numériser rapidement les écrans à mémoire.
- ➔ L'écran en verre de couleur haute résolution offre une interface simple d'utilisation.
- ➔ La technologie PCS permet de mettre en évidence de manière fiable les lésions carieuses naissantes ou rendre visibles les plus petites structures osseuses.
- ➔ L'interface LAN facilite l'intégration du VistaScan Mini Easy 2.0 dans un réseau.

Caractéristiques techniques :

- Tailles de plaques : S0, S2
- Résolution théorique (LP/mm, dpi) : 40 (2.000)
- Résolution effective (LP/mm, dpi) : 22 (1.100)
- Niveaux de gris (bit) : 16 (65.536)
- Poids : 5 kg
- Dimensions : H.273 mm x L.211 mm x P.258 mm



REF. 9D-606

VISTASCAN DÜRR DENTAL NANO EASY

Le **VistaScan Nano Easy** délivre des images nettement plus nettes que les films radiographiques traditionnels. Il permet de détecter de manière fiable les lésions carieuses de stade D1 et les instruments endodontiques jusqu'à ISO 06, assurant ainsi une présentation parfaite pour un diagnostic précis.

Ce scanner est extrêmement simple d'utilisation. La numérisation et l'effacement des plaques d'imagerie se font en une seule étape, garantissant une disponibilité rapide des images à proximité immédiate du patient. Son ergonomie permet une prise en main facile, idéale pour un usage quotidien en cabinet dentaire.

Caractéristiques techniques :

- Tailles de plaques : S0
- Résolution théorique (LP/mm, dpi) : 16.7, 849
- Résolution effective (LP/mm, dpi) : 12.5, 635
- Niveaux de gris (bit) : 16 (65.536)
- Poids : 4 kg
- Dimensions : H.23,1 cm x L.16,7 cm x P.21,6 cm



REF. 9IF-001

ORDINATEUR LENOVO V15 GEN 4 15"

Ordinateur de capture et gestion des images numériques :

- ➔ Écran Full HD de 39,62 cm (15,6") de taille moyenne et à faible émission de lumière bleue
- ➔ Puissance de traitement des processeurs Intel® pour exécuter les tâches rapidement
- ➔ Une excellente image grâce à la carte graphique Intel® Iris Xe
- ➔ Prise en charge du Wi-Fi 6 et plusieurs ports pour les périphériques
- ➔ Fonctionnalités de sécurité ThinkShield pour mieux protéger vos données
- ➔ Excellente qualité de son avec le Dolby Audio™ et les deux haut-parleurs



REF. 9T-2292

LICENCE CARESTREAM DICOM CS IMAGING 8 pour 1 utilisateurs

REF. 9T-2293

LICENCE CARESTREAM DICOM CS IMAGING 8 pour 10 utilisateurs

REF. 9T-2294

LICENCE CARESTREAM DICOM CS IMAGING 8 pour 20 utilisateurs

REF. 9S-10200X

POLISSEUR SATELEC AIR'N'GO

- ➔ Pour raccord KAVO

Le premier aéropolisseur à double fonction.

Fonction Supra : la Beauté

pour un résultat cosmétique parfait grâce à un polissage rapide, efficace, sans douleur et respectueux de la gencive et de la dent.

Fonction Perio : la Santé

pour traiter simplement et efficacement les maladies parodontales et les péri-implantites.

- Livré avec :
- 1 buse Supra 120°.
 - 1 nez long et 1 nez hygiéniste.
 - 2 sondes (Ø 0,5 et 1 mm).
 - 1 flacon 250 g de poudre arôme menthe poivrée "Classic".
 - 4 sachets "Classic" parfums différents.
 - 1 sachet "Pearl".
 - 1 kit de joints.



REF. 9WA-221

ECLAIRAGE DERUNGS TRIANGO 100-1C

FIXATION PLAFONNIERE

Idéale pour les hôpitaux et cliniques, cabinets médicaux, centres de soins, services de soins intensifs, services des urgences, chirurgie ambulatoire, centre de formation. Le système de bras exclusif de la **lampe led TRIANGO 100-1** lui procure un excellent maintien et un grand rayon d'action.

L'utilisation de cette est très simple grâce à la commande par touche sensitive près de la poignée. Sa puissance lumineuse de 100 000 lux à 1m permet des interventions précises et des diagnostics exacts.

- Eclairage fourni par 9 LED avec Ra 95
- Intensité Gradable sur 4 niveaux (40/60/80/100%)
- Température de couleur de la lumière: 4300K
- Diamètre de la zone d'éclairage: 18cm
- Optique diamant unique
- Système de bras à ressort exclusif avec larges angle de mouvement et rayon d'action
- Commande intuitive via un clavier sous membrane
- Equipée d'une poignée amovible et stérilisable



REF. 2490.000

ECLAIRAGE GCOMM IRIS VIEW

FIXATION PLAFONNIERE

Iris View est équipé d'une caméra vidéo avec résolution Full HD (1920 x 1080 px) dotée d'un autofocus qui permet de visualiser la zone opératoire avec un zoom optique 30x. Une rotation de 180 ° du clavier de commande permet à l'opérateur de l'utiliser de différentes positions et rend plus facile la sélection des 3 programmes préenregistrés.

- Filtre anti-polymérisation : température de couleur paramétrée sur 3.000 K pour empêcher l'activation des matériaux composites
- Traitement de chirurgie : température de couleur paramétrée sur 4.500 °K pour un meilleur contraste sur les tissus mous
- Prise de teinte : température de couleur paramétrée sur 5.500 K pour un rendu des couleurs de la lumière du jour
- Réglage de l'intensité lumineuse entre 8.000 lux et 35.000 lux
- Réglage de la température de couleur (entre 4.200 K et 6.000 K)
- Indice de rendu de couleur (IRC) > 90%
- Grâce aux commandes sur la lampe et à l'application My Light, il est possible de gérer les images filmées selon les besoins de votre travail. Les vidéos peuvent être enregistrées sur des périphériques externes



REF. 9S-12281
PIECE A MAIN DETARTREUR SATELEC NEWTRON

Fréquence de vibration : 28 kHz à 36 kHz, Débit de l'irrigation : de 0 à 40 ml / min (nominal)
Fonctionnement : +10 °C à +40 °C Autoclavable à 134 °C.


REF. 9S-12609
PIECE A MAIN DETARTREUR SATELEC NEWTRON LED

Fréquence de vibration : 28 kHz à 36 kHz, Débit de l'irrigation : de 0 à 40 ml / min (nominal)
Technologie d'éclairage à Led, Fonctionnement : +10 °C à +40 °C Autoclavable à 134 °C.


REF. 1900.231
MICRO-MOTEUR ELECTRIQUE BIENAIR MCX SUPPLEMENTAIRE


A induction sans charbons, vitesse variable de **1.000 à 40.000 t/mn** à couple constant, avec spray interne variation du moteur, lumière intégrée, inversion du sens de rotation, refroidissement du micro-moteur par air. Stérilisable sans protection, à roulements à billes lubrifiés à vie.

REF. 1900.241
DETARTREUR A ULTRASON SATELEC NEWTRON LED sur tablette fouets

Fréquence de vibration : 28 kHz à 36 kHz, Débit de l'irrigation : de 0 à 40 ml / min (nominal)
Technologie d'éclairage à Led, Fonctionnement : +10 °C à +40 °C Autoclavable à 134 °C.
Livré avec 1 pièce à main et 3 inserts


REF. 1960.100R
FAUTEUIL DE CHIRURGIE QUETIN PE9 AVEC PEDALE DE COMMANDE FILAIRE


Mouvements obtenus par **vérins**

électriques particulièrement fiables (technique à vis sans fin)

- ➔ Montée-descente de **grande amplitude** par parallélogramme déformable. Positions : **basse 46 cm et haute 76 cm**
- ➔ Capacité de levage : **jusqu'à 180 Kg**
- ➔ **Allongement compensé** du dossier **sans élongation** du corps du patient jusqu'à la position couchée (pas d'effet de déshabillage)
- ➔ **Dossier large et très fin d'épaisseur** et échancré autorisant toutes les positions de travail.
- ➔ **Sécurité d'utilisation, sécurité enfant, sécurité retour à zéro**
- ➔ **Sellerie hygiénique, lisse, résistante avec mousse à mémoire de forme sans CFC ni HCFC**
- ➔ **Housse de protection** pour les pieds



- Revêtement similicuir au choix dans une large gamme de couleurs, sans phtalates, anti feu M4 et répondant aux normes REACH (nuancier identique à la configuration A1)
- **Tête à double articulation** pour une bonne vision du champ opératoire
- La tête s'adapte parfaitement à toute position de la tête du patient pour optimiser son confort.
- Elle peut être aussi positionnée pour accueillir des enfants (travail pédodontiste).
- Pédale de commande

REF. 1960.106


POSITION DE TRENDENLEBURG SUR FAUTEUIL PE9

Position synchronisée avec le dossier du fauteuil

REF. 1960.107

PLAQUE DE BASE POUR FAUTEUIL PE9

Plaque base en acier pour fixation du fauteuil au sol



REF. 1900.413

COMBI-SEPARATEUR DURR DENTAL CS1

- Intégré à l'unité dentaire

Grâce au moteur puissant du CS 1, le système d'aspiration peut supporter des traitements avec d'importantes quantités de liquides.

La séparation à deux niveaux empêche un entraînement de la mousse de sang, ce qui protège le moteur d'aspiration sec en aval.



REF. 1900.420

VANNE DE CRACHOIR DURR DENTAL

- Intégré à l'unité dentaire

La vanne de sélection de crachoir est l'accessoire le plus important du système d'aspiration humide. Il régule l'arrivée des eaux usées du crachoir dans le système d'aspiration.

L'installation permet d'éviter une perte d'aspiration ainsi que les bruits et odeurs gênants qui pourraient provenir du système d'aspiration.



REF. 1900.380

UNITE DE RINCAGE II DURR DENTAL

- Intégré à l'unité dentaire

L'unité de rinçage a pour rôle d'alimenter en permanence avec un peu d'eau (0,1 - 0,2 l/min) le système d'aspiration par le biais du support de tuyaux ou de la séparation. Ceci permet d'éviter une coagulation du sang ou la fixation de dépôts difficilement solubles dans le système d'aspiration, même lors d'interventions longues.



REF. 1900.390

VANNE DE SELECTION DE POSTE

- Pour arrêter ou libérer le flux d'air produit par l'unité d'aspiration.
- Pour les systèmes secs et semi-secs.
- Avec les pièces de raccord d'aspiration Connect.
- Régule le flux d'air entre la machine d'aspiration et l'unité de traitement.



REF. 1960.010
LOGICIEL DE GESTION DES FAUTEUILS AIRLOG
→ Planification opérationnelle optimisée

Le logiciel AirLog suit le temps passé par le patient pour chaque acte. Cela permet ainsi de mieux comprendre comment le fauteuil fonctionne.

→ Contrôle de la traçabilité


Le logiciel AirLog collecte les données automatiquement pour assurer que tous les protocoles de contrôle des infections des unités dentaires sont correctement appliqués.

→ Temps de disponibilité des équipements dentaires

Le logiciel AirLog collecte des informations de statut en temps réel et des log journaliers. L'historique détaillé de l'équipement étant à votre disposition et enregistrable sur fichier pdf, la planification de la maintenance préventive est optimisée sur la base de l'utilisation réelle.

→ Visualisation du soin

Chaque soin peut être visualisé à distance par un simple appel sur l'écran de contrôle du fauteuil, grâce à une caméra scialytique connectée sur l'unité.


REF. 1960.011
LICENCE ANNUELLE DU LOGICIEL AIRLOG

Fauteuil connecté (Abonnement annuel) : Licence annuelle du logiciel de gestion des équipements AIRLOG. Licence valable pour 10 utilisateurs sur un fauteuil.

REF. 1900.895
SCANNER INTRA-ORAL OWANDY IOS FILAIRE
→ Intégré à l'unité dentaire

Doté de la technologie Fast Scan : scannez immédiatement, pas de temps de préchauffage. 20 secondes arcade complète, 60 secondes pour la bouche entière. Précision : 20µm. Aucun mouvement mécanique, elle reste précise. Aucune calibration requise, reconstruction haute-fidélité, assistée par I.A.

Caractéristiques techniques :

- Pièces à main :
 - Dimensions : 175 x 49 x 39 mm – Poids : 198 g
 - Profondeur de champs : 18mm
- Scan :
 - Champ visuel : 16 x 14 mm (L) – 12 x 12 (S)
 - Capture : bouton DuoScan
- Embout :
 - 2 tailles disponibles 22 x 18 mm (L) – 16 x 16 mm (S)
 - Autoclavable



REF. 1900.896**SCANNER INTRA-ORAL OWANDY IOS SANS FILS****→ Intégré à l'unit dentaire**

Doté de la technologie Fast Scan : scannez immédiatement, pas de temps de préchauffage. 20 secondes arcade complète, 60 secondes pour la bouche entière. Précision : 20µm. Aucun mouvement mécanique, elle reste précise. Aucune calibration requise, reconstruction haute-fidélité, assistée par I.A. Un accès Wi-Fi point-à-point dédié garantit une transmission robuste et stable

Caractéristiques techniques :

- Pièces à main :**
 - Dimensions : 248 x 48 x 37 mm – Poids : 245 g
 - Profondeur de champs : 18mm
- Scan :**
 - Champ visuel : 16 x 14 mm (L) – 12 x 12 (S)
 - Capture : bouton DuoScan
- Embout :**
 - 2 tailles disponibles 22 x 18 mm (L) – 16 x 16 mm (S)
 - Autoclavable
- Batterie :**
 - Durée scan : 120 mm
 - Chargement : wireless

**REF. 2110.101****SIEGE OPERATEUR SYNCRO**

- Réglable en hauteur avec rotation sur lui-même.**
- Dossier ergonomique renforcé pour un meilleur confort**
- Réglage latéral pour un position ergonomique sans pression sur les cuisses**
- Mobile sur 5 roulettes à double galet.**
- Embase avec repose pieds.**
- Même choix de selleries que le fauteuil patient.**

**REF. 2110.111****SIEGE OPERATEUR ASSIST**

- Réglable en hauteur avec rotation sur lui-même.**
- Mobile sur 5 roulettes à double galet.**
- Embase avec repose pieds.**
- Dossier courbe pour un bon maintien du dos.**
- Même choix de selleries que le fauteuil patient.**



L'équipement universel

L'équipement PE9 a été conçu afin de s'adapter à toutes les positions de travail, de droite comme de gauche, de deux à quatre mains. **Le PE9 est le fauteuil ambidextre par excellence.**

Son design ergonomique et ses fonctionnalités font de lui un unit universel :

- Le fauteuil PE9 permet aux **droitiers** une **entrée du patient** par la gauche et aux **gauchers**, une entrée du patient par la droite.
- **La symétrie du fauteuil est totale** : l'unit, et le support assistant se mettent à gauche ou à droite en **quelques secondes** sans aucun effort



Le fauteuil : caractéristiques



- Mouvements obtenus par **vérins électriques** particulièrement fiables (technique à vis sans fin)
- Montée-descente de **grande amplitude** par parallélogramme déformable. Positions : **basse 46 cm et haute 76 cm** (encombrement disponible en annexe)
- Capacité de levage : **jusqu'à 180 Kg**
- **Allongement compensé** du dossier **sans élongation** du corps du patient jusqu'à la position couchée (pas d'effet de déshabillage)
- **4 programmations (+ 1 position personnalisée)** électroniques à micro-processeur avec mémorisation de la dernière position patient
- **Dossier large et très fin d'épaisseur** et échancré autorisant toutes les positions de travail.
- **Sécurité** d'utilisation, sécurité enfant, sécurité retour à zéro
- **Housse de protection** pour les pieds
- **Têtière orbitale à double articulation** permettant un rattrapage cervical pour une bonne vision du champ opératoire. La têtière s'adapte parfaitement à toute position de la tête du patient pour optimiser au mieux son confort.
- **Sellerie hygiénique**, lisse, résistante avec **mousse à mémoire de forme sans CFC ni HCFC**
- Revêtement similicuir, au choix dans une large gamme de couleurs, sans phtalates, anti feu M4 et répondant aux normes REACH (nuancier identique à la configuration 1 obligatoire)

L'ergonomie



Side duo droitier



Side duo gaucher



Side solo droitier



Side solo gaucher



Side solo midi droitier



Side solo midi gaucher

L'Unit PE9 NEO.2 à cordons pendants

La tablette porte-instruments est attachée **sur bras fixe et bras compensé fixés sur la base du fauteuil en position ambidextre** avec blocage pneumatique des rotations.

Elle est modulable de 2 à 5 instruments et propose une inclinaison variable des instruments avec ou sans guidage qui facilite leur prise en main.

- ➔ Fourni avec plateau d'instrumentation 28x32 cm
- ➔ Grande longueur de cordon
- ➔ Repose instruments et poignée amovible et autoclavable



Inclinaison variable des instruments




Guide des instruments amovible

L'écran tactile NEO.2

L'écran **tactile rétro-éclairé monochrome et facilement nettoyable** est situé sur la tablette et pilote les différentes fonctions (fauteuil, mémorisation des programmes fauteuil, réglages des instruments, appel assistante, ouverture de porte, connexion Airlog).

La **clé USB** garde en mémoire les différents réglages individuels de chaque praticien, pour garder la configuration en cas de transfert sur un autre fauteuil.

Dès qu'un instrument est sélectionné, un écran de contrôle et de réglage s'affiche automatiquement :



Moteur à induction :

Affichage et présélection de la vitesse des moteurs



Détartreur piézoélectrique :

Réglage de la puissance, sélection des modes paro/endo/détartreur



Turbine lumière :

Réglage de l'intensité de la lumière, réglages des débits d'air et d'eau des sprays

➔ **Pour tous les instruments :** Alternospray, chip air et chip eau

Instrumentation

➔ Seringue Luzzani multifonctions



3 fonctions : air/eau/spray froid, corps en inox **autoclavable à 135°** avec système de connexion d'embouts jetables **RISKONTROL**. Livrée avec un lot d'embouts jetables (quel qu'en soit le modèle).

→ Micro-moteur électrique BIENAIR MCX Led



A induction sans charbons, vitesse variable de **1.000 à 40.000 t/mn** à couple constant, avec spray interne variation du moteur, lumière intégrée, inversion du sens de rotation, refroidissement du micro-moteur par air. Stérilisable sans protection, à roulements à billes lubrifiés à vie.

→ Kit cordon pneumatique avec turbine DENTALICA CHRONO 6KL led



A induction sans charbons, vitesse variable de **1.000 à 40.000 t/mn** à couple constant, avec spray interne variation du moteur, lumière intégrée, inversion du sens de rotation, refroidissement du micro-moteur par air. Stérilisable sans protection, à roulements à billes lubrifiés à vie.


→ Contre-angle Dentalica Chroni 61L led bague bleue



Contre-angle **bague bleue transmission intégrale avec lumière Led** de la ligne Precision-Tech. **Double revêtement Titanium Dual Coat** des surfaces, joint renforcé, refroidissement optimisé de la fraise et engrenages en Carbone

■ Système de décontamination de l'eau des sprays IGN

Précurseur dans la décontamination depuis 30 ans et reconnu mondialement, le système de décontamination intégré **IGN-CALBENIUM®** permet d'obtenir zéro germe à la sortie de l'eau des sprays des instruments.



IGN : système de décontamination et d'aseptisation de l'eau des sprays utilisant une cartouche filtrante **CALBENIUM® Cartridge** puis du **CALBENIUM®** dilué dans une pompe à double effet et ionisé pour une meilleure action du produit. En suivant le protocole défini, le **CALBENIUM®** offre une asepsie permanente de l'unit et du champ opératoire.

- Le réservoir de 1L de **CALBENIUM®** offre une **asepsie permanente** de l'unit et du champ opératoire.
- Le **CALBENIUM®** permet **d'éliminer tous les problèmes de tartre et de biofilm** se trouvant dans l'équipement dentaire.
- Le **CALBENIUM®** protège le praticien et l'assistante des **contaminations aéroportées** due à la projection du brouillard des sprays.
- Le **CALBENIUM®** favorise également l'alésage endodontique, les prises d'empreintes et leurs asepsies, la tenue des composites, les détartrages, les extractions, la parodontologie, les effets post-opératoires, la communication, la prévention et le confort du patient (goût agréable en bouche).



■ Système de décontamination externe des instruments dynamiques CALBEPULS®

- situé sur la tablette porte-instruments, Il est utilisé pour la décontamination externe de la tête des instruments, par jet sous pression d'air et de solution de CALBENIUM® suivi d'un temps de séchage sous air.
- Utilisation : Plonger un seul instrument à la fois dans le Calbépuls®. L'insertion de l'instrument dans le pot déclenche automatiquement le Calbépuls®. La durée de décontamination est à adapter en fonction du soin en cours et de l'état de l'instrument.

■ Pédale de commande progressive latérale

Les instruments peuvent être commandés par une **pédale unique progressive latéralement**. Cette pédale permet la liberté totale des mains en respectant les règles d'hygiène :

- commandes chip-blower, vitesse turbine, spray turbine, vitesse variable moteur, spray moteur, détartreur.
- permet de commander des programmes du fauteuil ainsi que des ajustements des positions.



■ Support aspiration PE9 ambidextre



ASPISEPT



FILTRE



Le système d'aspiration est fixé sur bras plateau :

articulé avec clavier de commande et

- **Sur double bras articulé : fixé à l'arrière du fauteuil en position ambidextre** permettant de la passer à droite ou à gauche de l'unit.
- Commandes sur support aspiration : crachoir, fauteuil, appel assistante, ouverture de porte, programmation fauteuil, décontamination
- Le support peut recevoir différents cordons à déclenchement automatique par sélection pneumatique (seringue assistante, lampe à polymériser, caméra intra-buccale, etc...)
- Chaque cordon est protégé par un filtre individuel
- La sélection des canules se fait automatiquement et individuellement.
- Possibilité d'utiliser les deux canules en même temps
- Livré avec :
 - 1 cordon d'aspiration déconnectable pour petite canule d'aspiration ou canule de pompe à salive.
 - 1 cordon d'aspiration déconnectable pour canule d'aspiration à gros débit.
 - Tablette cervicale orientable en aluminium 18x28 cm.
 - **ASPISEPT®**: Système intégré de décontamination au CALBENIUM® des tuyaux d'aspiration qui permet de nettoyer chaque jour ou entre chaque patient l'intérieur des cordons

Crachoir PE9 ambidextre

- Fixé à l'arrière du fauteuil en **position ambidextre**
- Cuvette rotative et orientable pour s'approcher au mieux du patient
- Cuvette en porcelaine amovible et facilement nettoyable
- Eau au verre et rinçage de cuvette simultanés par programmation ou indépendants.
- Intègre le système **IGN CUSPIDOR** de décontamination de la cuvette par passage de l'eau de rinçage sur une cartouche soluble désinfectante.



Cassette de récupération d'amalgames Durr Dental

Cassette de récupération d'amalgame à usage unique pour CAS 1



REF. 1900.700R2

EQUIPEMENT PE9 NEO.2 ASSISE CHAISE à cordons pendants

L'équipement compact

L'équipement PE9 a été conçu afin de répondre à un besoin d'optimisation. Compact et léger, il rend l'espace de travail aéré et accessible pour le patient et le praticien.



Le PE9 est un équipement peu encombrant et très maniable bénéficiant de :

- une flexibilité et de plusieurs possibilités de réglages lui conférant un confort optimal des positions de travail
- une grande maniabilité lui offrant la possibilité de positionner le fauteuil à la fois très haut ou très bas et en **position chaise**
- une capacité d'adaptation à **tous types d'espaces** et toutes configurations
- une **efficacité prouvée** depuis plus de 20 ans
- un confort pour tous les intervenants (praticien, assistante, patient)
- un bras ou colonne pour éclairage à Led
- une pédale de commandes multifonction
- un système d'hygiène intégré à l'unité de consultation permettant le nettoyage et la désinfection des circuits d'eau et des cordons d'instruments
- Une tête double articulation

Le fauteuil : caractéristiques



- Solidaire de la colonne technique : **l'absence de pied** permet une meilleure approche du praticien au fauteuil quelle que soit la position de travail.
- **Grande amplitude** en hauteur (encombrement disponible en annexe)
- **Sa position chaise, conçue pour s'adapter** aux personnes à mobilités réduites, aux enfants et personnes âgées
- Repose pieds à articulation liée au mouvement du dossier
- Capacité de levage : **jusqu'à 180 Kg**
- **4 programmations (+ 1 position personnalisée)** électroniques à micro-processeur avec mémorisation de la dernière position patient
- **Sécurité** d'utilisation, sécurité enfant, sécurité retour à zéro
- Mouvements obtenus par **vérins électriques** particulièrement fiables
- **Tête orbitale à double articulation** permettant un rattrapage cervical pour une bonne vision du champ opératoire
- La tête s'adapte parfaitement à toute position de la tête du patient pour optimiser au mieux son confort
- **Housse de protection** pour les pieds
- **Sellerie hygiénique**, lisse, résistante avec **mousse à mémoire de forme sans CFC ni HCFC**
- Revêtement similicuir, au choix dans une large gamme de couleurs, sans phtalates, anti feu M4 et répondant aux normes REACH (même gamme de sellerie que dans la configuration A1).

L'ergonomie




Side duo



Side solo droitier



Side solo gaucher



Side solo midi

L'Unité PE9 NEO.2 à cordons pendants

La tablette porte-instruments est attachée **sur bras fixe et bras compensé fixés sur la base du fauteuil** avec blocage pneumatique des rotations. Elle est modulable de 2 à 5 instruments et propose une inclinaison variable des instruments avec ou sans guidage qui facilite leur prise en main.

- Fourni avec plateau d'instrumentation 28x32 cm
- Grande longueur de cordon
- Repose instruments et poignée amovible et autoclavable



Inclinaison variable des instruments




Guide des instruments amovible

L'écran tactile NEO.2

L'écran **tactile rétro-éclairé monochrome et facilement nettoyable** est situé sur la tablette et pilote les différentes fonctions (fauteuil, mémorisation des programmes fauteuil, réglages des instruments, appel assistante, ouverture de porte, connexion Airlog). La **clé USB** garde en mémoire les différents réglages individuels de chaque praticien, pour garder la configuration en cas de transfert sur un autre fauteuil.

Dès qu'un instrument est sélectionné, un écran de contrôle et de réglage s'affiche automatiquement :



Moteur à induction :

Affichage et présélection de la vitesse des moteurs



Détartreur piézoélectrique :

Réglage de la puissance, sélection des modes paro/endo/détartreur



Turbine lumière :

Réglage de l'intensité de la lumière, réglages des débits d'air et d'eau des sprays

- **Pour tous les instruments** : Alternospray, chip air et chip eau

Instrumentation

- **Seringue Luzzani multifonctions**



3 fonctions : air/eau/spray froid, corps en inox **autoclavable à 135°** avec système de connexion d'embouts jetables **RISKONTROL**. Livrée avec un lot d'embouts jetables (quel qu'en soit le modèle).

→ Micro-moteur électrique BIENAIR MCX Led



A induction sans charbons, vitesse variable de **1.000 à 40.000 t/mn** à couple constant, avec spray interne variation du moteur, lumière intégrée, inversion du sens de rotation, refroidissement du micro-moteur par air. Stérilisable sans protection, à roulements à billes lubrifiés à vie.

→ Kit cordon pneumatique avec turbine DENTALICA CHRONO 6KL led



A induction sans charbons, vitesse variable de **1.000 à 40.000 t/mn** à couple constant, avec spray interne variation du moteur, lumière intégrée, inversion du sens de rotation, refroidissement du micro-moteur par air. Stérilisable sans protection, à roulements à billes lubrifiés à vie.

→ Contre-angle Dentalica CHRONO 20L Led



Turbine en titane de la gamme Chrono Précision Tech très silencieuse avec seulement 56 dBA. Double revêtement Dual Coat, roulements en céramique, éclairage Led.

■ Pédale de commande progressive latérale


Les instruments peuvent être commandés par une **pédale unique progressive latéralement**. Cette pédale permet la liberté totale des mains en respectant les règles d'hygiène :

- commandes chip-blower, vitesse turbine, spray turbine, vitesse variable moteur, spray moteur, détartreur.
- permet de commander des programmes du fauteuil ainsi que des ajustements des positions.



■ Système de décontamination de l'eau des sprays IGN

Précurseur dans la décontamination depuis 30 ans et reconnu mondialement, le système de décontamination intégré **IGN-CALBENIUM®** permet d'obtenir zéro germe à la sortie de l'eau des sprays des instruments.





IGN : système de décontamination et d'aseptisation de l'eau des sprays utilisant une cartouche filtrante **CALBENIUM® Cartridge** puis du **CALBENIUM®** dilué dans une pompe à double effet et ionisé pour une meilleure action du produit. En suivant le protocole défini, le **CALBENIUM®** offre une asepsie permanente de l'unit et du champ opératoire.

- Le réservoir de 1L de **CALBENIUM®** offre une **asepsie permanente** de l'unit et du champ opératoire.
- Le **CALBENIUM®** permet **d'éliminer tous les problèmes de tartre et de biofilm** se trouvant dans l'équipement dentaire.
- Le **CALBENIUM®** protège le praticien et l'assistante des **contaminations aéroportées** due à la projection du brouillard des sprays.
- Le **CALBENIUM®** favorise également l'alésage endodontique, les prises d'empreintes et leurs asepsies, la tenue des composites, les détartrages, les extractions, la parodontologie, les effets post-opératoires, la communication, la prévention et le confort du patient (goût agréable en bouche).




Système de décontamination externe des instruments dynamiques CALBEPULS®

- situé sur la tablette porte-instruments, Il est utilisé pour la décontamination externe de la tête des instruments, par jet sous pression d'air et de solution de **CALBENIUM®** suivi d'un temps de séchage sous air.
- Utilisation : Plonger un seul instrument à la fois dans le Calbépuls®. L'insertion de l'instrument dans le pot déclenche automatiquement le Calbépuls®. La durée de décontamination est à adapter en fonction du soin en cours et de l'état de l'instrument.

Crachoir

- cuvette verre **amovible et orientable**, facilement nettoyable, à rinçage automatisé
- remplissage du verre temporisé
- position crachoir **automatisée** avec retour en position travail



Support aspiration sur bras flexible

- Support d'aspiration très maniable grâce à son bras flexible
- et peu encombrant.
- Les tuyaux sont souples et légers ce qui augmente la facilité d'utilisation.
- Livré avec 2 canules d'aspiration



Cassette de récupération d'amalgames Durr Dental

Cassette de récupération d'amalgame à usage unique pour CAS 1



- ➔ Tablette porte-instruments sur bras fixe et bras compensé en fixation plafonnière
- ➔ Commande et gestion des différentes fonctions par carte à puce et écran tactile rétro-éclairé.
- ➔ Instruments sur fouets orientable
- ➔ Chip blower
- ➔ Pédale de commande à variation



REF. 5200.800R

CART MOBILE NEO.2

Sur la base de la tablette cordons pendants, le cart mobile est peu encombrant, et d'une mobilité exemplaire. Ambidextre, l'écran/clavier peut être positionné à gauche comme à droite en quelques secondes, sans déplacer le cart. L

- ➔ Cart mobile sur 4 roulettes à double galet, ajustable en hauteur
- ➔ Boîte technique intégrée
- ➔ Le cart peut recevoir 6 instruments sur cordons silicones à sélection automatique.
- ➔ Clavier tactile NEO.2
- ➔ Commande, programmation et gestion des différentes fonctions par clé USB.
- ➔ Pédale de commande
- ➔ Fourni avec 1 plateau 28x36cm.
- ➔ Fourni avec bouteille d'eau de spray pressurisée, prévu pour contenir le désinfectant CALBENIUM



L'écran tactile NEO.2

- ➔ L'écran **tactile rétro-éclairé monochrome et facilement nettoyable** est situé sur la tablette et pilote les différentes fonctions (fauteuil, mémorisation des programmes fauteuil, réglages des instruments, appel assistante, ouverture de porte)..
- ➔ Les programmes de chaque praticien sont mémorisés sur une clé USB. Ce paramétrage concerne non seulement les réglages des positions du fauteuil mais aussi la mémorisation des fonctions de chaque instrument selon les traitements à appliquer.
- ➔ L'écran est totalement étanche, **facilement nettoyable** pour une hygiène totale.
- ➔ Dès qu'un instrument est sélectionné, un écran de contrôle et de réglage s'affiche automatiquement :



Moteur à induction :

Affichage et présélection de la vitesse des moteurs



Détartreur piézoélectrique :

Réglage de la puissance, sélection des modes paro/endo/détartreur



Turbine lumière :

Réglage de l'intensité de la lumière, réglages des débits d'air et d'eau des sprays

- ➔ **Pour tous les instruments** : Alternospray, chip air et chip eau

Instrumentation

- ➔ **Seringue Luzzani multifonctions**



3 fonctions : air/eau/spray froid, corps en inox **autoclavable à 135°** avec système de connexion d'embouts jetables **RISKONTROL**. Livrée avec un lot d'embouts jetables (quel qu'en soit le modèle).

→ **Micro-moteur électrique BIENAIR MCX Led**



A induction sans charbons, vitesse variable de **1.000 à 40.000 t/mn** à couple constant, avec spray interne variation du moteur, lumière intégrée, inversion du sens de rotation, refroidissement du micro-moteur par air. Stérilisable sans protection, à roulements à billes lubrifiés à vie.

→ **Kit cordon pneumatique**

→ **Contre-angle Dentalica CHRONO 20L Led**



Turbine en titane de la gamme Chrono Précision Tech très silencieuse avec seulement 56 dBA. Double revêtement Dual Coat, roulements en céramique, éclairage Led.

→ **Détartreur Satelec Newtron Led**



Fréquence de vibration : 28 kHz à 36 kHz, Débit de l'irrigation : de 0 à 40 ml / min (nominal). Technologie d'éclairage à Led, Fonctionnement : +10 C à +40 ° C Autoclavable à 134 °C.

Livré avec 1 pièce à main et 3 inserts.

Pédale de commande progressive latérale


Les instruments peuvent être commandés par une **pédale unique progressive latéralement**. Cette pédale permet la liberté totale des mains en respectant les règles d'hygiène :

- commandes chip-blower, vitesse turbine, spray turbine, vitesse variable moteur, spray moteur, détartreur.
- permet de commander des programmes du fauteuil ainsi que des ajustements des positions.



REF. 1990.200

VALISE DE PIECES DETACHEES



Lot de pièces détachées destinées au dépannage de l'équipement PE9



REF. 2910.013

CALBENIUM® LIQUIDE EN 1 LITRE - CHIRURGICAL (SANS PARFUM)

Le CALBENIUM® offre une asepsie permanente de l'unit et du champ opératoire.

- Le réservoir de 1L de CALBENIUM® offre une **asepsie permanente** de l'unit et du champ opératoire.
- Le **CALBENIUM®** permet **d'éliminer tous les problèmes de tartre et de biofilm** se trouvant dans l'équipement dentaire.
- Le **CALBENIUM®** protège le praticien et l'assistante des **contaminations aéroportées** due à la projection du brouillard des sprays.
- Le **CALBENIUM®** favorise également l'alésage endodontique, les prises d'empreintes et leurs asepties, la tenue des composites, les détartrages, les extractions, la parodontologie, les effets post-opératoires, la communication, la prévention et le confort du patient (goût agréable en bouche).



Efficace et certifié

Le Calbénium® 2 % est efficace contre les Pseudomonas Aeruginosa et les Staphylococcus Aureus (réduction minimale de 5 log₁₀ CFU) selon la norme NF EN 1040 : 2006 ; Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Enterococcus Hirae et L.Pneumophila selon la norme NF EN 13727+A2 : 2015 ; Coronavirus humain E229, adénovirus type 5 et Norovirus murin selon la norme NF EN 14476+A2 : 2019. Le CALBENIUM® est marqué CE comme un dispositif médical de classe IIa conforme aux exigences de la directive européenne 93/42/CEE.

REF. 2910.032

NETTOYAGE ET DESINFECTION EXTERIEURE CALBENIUM SPRAY

CONDITIONNEMENT 6x750 ml

Nous avons mis au point le **CALBENIUM® SPRAY** pour le nettoyage et la **désinfection des toutes les surfaces du fauteuil**. CALBENIUM® SPRAY est une mousse prête à l'emploi à base de composant ultrapurs et sans alcool pour le nettoyage et la désinfection de dispositifs médicaux. Elaboré sur la base du CALBENIUM®, produit de décontamination des units dentaires, CALBENIUM® SPRAY est non corrosif et peut être utilisé sur tous types de surfaces du cabinet dentaire même les plus sensibles tels que les plastiques et les revêtements simili-cuir. Il n'est pas recommandé d'utiliser des produits de désinfection à base d'alcools.



REF. 1810.2083

ECRAN 22 " AVEC BRAS SUR ECLAIRAGE

- ➔ Fixation sur bras fixé au fauteuil avec liaison possible informatique
- ➔ Temps de réponse rapide de 3 ms
- ➔ Entrées S-Vidéo et CVBS
- ➔ Entrées vidéo DVI pour un signal de haute qualité
- ➔ Taille d'écran : 22"




REF. 1960.101
TETIERE TRIPLE ARTICULATION ASSISTANCE PNEUMATIQUE
Têtière à assistance pneumatique : mouvement latéral et rotatif

La têtère triple articulation s'adapte parfaitement à toute position de la tête du patient pour optimiser au mieux son confort.

Un seul bouton règle le mouvement latéral, la rotation et le coulissement vertical, dont les mouvements sont assistés pneumatiquement.



Elle peut être aussi positionnée pour accueillir des enfants (travail pédodontiste).


REF. 1901.207
PEDALE DE COMMANDE SANS FILS

Les instruments peuvent être commandés par une **pédale unique progressive latérale sans fils**.

Cette pédale permet la liberté totale des mains en respectant les règles d'hygiène :

- ➔ commandes chip-blower, vitesse turbine, spray turbine, vitesse variable moteur, spray moteur, détartreur
- ➔ permet de commander les programmes du fauteuil ainsi que des ajustements des positions


REF. 2420.001
ECLAIRAGE GCOMM POLARIS AVEC BRAS SUR FAUTEUIL

- ➔ Eclairage de nouvelle génération constitué de 10 leds de 1W.
- ➔ Donne un champ opératoire de 70x140 mm, avec une température de couleur variable de 4.200° K à 6.000° K et une puissance variable de 28.000 à 50.000 Lux, sans ombres portées et sans chaleur.
- ➔ Poignées facilement démontables pour stérilisation
- ➔ Puissance consommée : < 20 W.
- ➔ Durée de vie des leds : 50.000 heures


REF. 9B-042
TURBINE BIENNAIR BORA 2 LED

Totalement en inox. Roulements à billes en céramique, avec lumière Led. Equipée de 4 sorties de spray mélangé air/eau). Vitesse de rotation jusqu'à 380.000 t/mn. Raccord Unifix. Doté de la technologie anti-chauffe, la CoolTouch pour éviter les risques de brûlure et du système de serrage **Accu-Chuck PreciPlus** qui assure un serrage fiable de la fraise.





REF. 9B-090

RACCORD UNIFIX

Raccord Unifix électrifié **BIENAIR** avec led intégrée



REF. 9B-423

CONTRE ANGLE BIENAIR BLEU MICRO-SERIE 1 :1 LUMIERE

Contre-angle 1:1 L micro-chaînes, , 2 x 3 sprays air/eau séparés contiennent de l'air et eau séparés pour un refroidissement idéal, Ø tête de 9,8 mm, éclairage à deux conducteurs en verre optique multibrins, valve anti-retour, Muni d'une tête bouton-poussoir, d'un bouton anti-chauffe et d'un bouton-poussoir à desserrage facile

