



# Solution de **MOTORISATION** pour chariots et armoires



**PRATICIMA**  
healthcare solutions



## ► Un **personnel soignant** qui souffre de **TMS\***

### TMS

Première  
cause d'arrêt  
maladie

13%

Taux  
d'absentéisme  
dans les  
établissements  
de santé



Le personnel soignant parcourt entre **10 et 15 km par jour**, avec de lourdes charges à manutentionner.

La progression du personnel, avec un chariot ou une armoire, est soumise à des **contraintes de déplacements** : virages, seuils d'ascenseurs, arrêts en raison des sollicitations des patients et du personnel médical... Cela demande des efforts physiques supplémentaires pour le personnel et engendre souvent des **mauvaises postures**.

Pousser un chariot ou une armoire implique une inclinaison du poids du corps en avant et peut entraîner l'apparition de pathologies telles que des lombalgies, des douleurs aux épaules... Le personnel soignant est donc largement victime de troubles musculo-squelettiques.

\* TMS : Troubles musculo-squelettiques



Déplacement de charges  
lourdes induisant de  
mauvaises postures



Troubles  
musculo-squelettiques



Arrêts-maladies



Non productivité :  
coût pour  
l'établissement

# ► STOP à la manutention manuelle : **motorisez vos chariots et armoires !**

---

Le personnel soignant de votre établissement est **épuisé par la manutention des chariots et des armoires de transfert ?**

Limitez les TMS et améliorez la productivité de votre personnel en équipant vos chariots et armoires avec le système de motorisation EasyMoove® ou EasyMoove®+. Cette innovation permet de limiter les efforts de poussée pour les utilisateurs.

Une simple action avec le doigt sur le bouton de commande permet d'actionner la motorisation. Le personnel bénéficie ainsi d'un **confort de travail optimal**.

✚ Conduite 100 % motorisée

✚ Excellente maniabilité

✚ Système de compensation pour les sols irréguliers

✚ Accélération progressive

✚ Forte autonomie de la batterie : utilisation en manuel possible dans le cas d'un oubli de charge de la batterie

✚ Simplicité d'utilisation et de charge



**easy**moove



**easy**moove<sup>+</sup>




La solution de motorisation EasyMoove® est conçue pour les chariots de distribution du médicament, de soins ou de change.

- + Deux vitesses possibles : 2,5 ou 4 km/h
- + Bouton d'arrêt d'urgence
- + Charge maximale admissible : 70 kg


## Motorisation des chariots de distribution du médicament et de soins Neop®

Facilitez la distribution des médicaments et des soins avec nos chariots Neop® 100 % motorisés. Cette solution est disponible pour les chariots de hauteur 100 ou 120 mm.



## Motorisation des chariots de change

Les chariots de change peuvent peser jusqu'à 70 kg en début de tournée, c'est pourquoi la motorisation des chariots de change est essentielle pour améliorer le confort de travail du personnel.



## ► Nos solutions complémentaires pour lutter contre les TMS



Broyeur de comprimés  
électrique pour éviter le  
broyage manuel

### L'ERGONOMIE accessible à tous !

Nos solutions pour lutter contre les troubles musculo-squelettiques permettent un retour sur investissement en limitant les coûts liés aux arrêts de travail du personnel soignant.

Pour protéger la santé des salariés, les établissements peuvent bénéficier d'aides financières selon leur taille. Renseignez-vous !

**DÉMONSTRATION sur demande**



**PRATICIMA**  
healthcare solutions

Rue du Pou du Ciel  
ZI de Reyrieux – CS20129 Reyrieux  
01600 TRÉVOUX – FRANCE  
Tél : 04 74 00 98 11  
Fax : 04 74 00 98 36  
E-mail : [praticima@praticima.fr](mailto:praticima@praticima.fr)  
[www.praticima.fr](http://www.praticima.fr)

