


Accessoires et équipements communs

Tiroirs pour structures 600 x 400

Photos non contractuelles

Nos tiroirs 600 x 400 sont compatibles avec l'ensemble des chariots et armoires au format 600 x 400. Les différentes hauteurs proposées permettent un aménagement modulable et évolutif.

Pour organiser vos tiroirs, vous pourrez utiliser des kits de compartimentage ou des bacs-tiroirs.



Hygène



Ergonomie

Points forts

- ▶ Grande solidité
- ▶ Nettoyage facile
- ▶ Surface lisse sans recoin ni aspérité
- ▶ Résistant aux produits couramment utilisés en milieu hospitalier

Tiroirs pour structures 600 x 400


Tiroirs en ABS blanc

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
Tiroir H. 75 pour 60 gobelets 30/120 ml	L. 605 x P. 404 x H. 75	8AT060
Tiroir H. 75	L. 605 x P. 404 x H. 75	8AT075
Tiroir H. 115	L. 605 x P. 404 x H. 115	8AT115
Tiroir H. 155	L. 605 x P. 404 x H. 155	8AT155
Tiroir H. 235	L. 605 x P. 404 x H. 235	8AT235




Compartimentage des tiroirs

Avec un kit de compartimentage



Avec des bacs-tiroirs



Des bacs-tiroirs sont disponibles pour chaque hauteur de tiroirs, consultez-nous !

KITS POUR TIROIR 8AT075	Référence
Kit 1 x 4 = 4 cases	8AT075_1X4
Kit 2 x 4 = 8 cases	8AT075_2X4
Kit 3 x 2 = 6 cases	8AT075_3X2
Kit 3 x 4 = 12 cases	8AT075_3X4
Kit 6 x 1 = 6 cases	8AT075_6X1
Kit 6 x 2 = 12 cases	8AT075_6X2
Kit 6 x 4 = 24 cases	8AT075_6X4

KITS POUR TIROIR 8AT155	Référence
Kit 1 x 4 = 4 cases	8AT155_1X4
Kit 2 x 2 = 4 cases	8AT155_2X2
Kit 2 x 4 = 8 cases	8AT155_2X4
Kit 3 x 2 = 6 cases	8AT155_3X2
Kit 3 x 4 = 12 cases	8AT155_3X4
Kit 6 x 1 = 6 cases	8AT155_6X1
Kit 6 x 2 = 12 cases	8AT155_6X2

KITS POUR TIROIR 8AT115	Référence
Kit 1 x 4 = 4 cases	8AT115_1X4
Kit 2 x 4 = 8 cases	8AT115_2X4
Kit 3 x 2 = 6 cases	8AT115_3X2
Kit 3 x 4 = 12 cases	8AT115_3X4
Kit 6 x 1 = 6 cases	8AT115_6X1
Kit 6 x 2 = 12 cases	8AT115_6X2
Kit 6 x 4 = 24 cases	8AT115_6X4


KITS POUR TIROIR 8AT235	Référence
Kit 2 x 1 = 2 cases	8AT235_2X1
Kit 2 x 2 = 4 cases	8AT235_2X2
Kit 3 x 2 = 6 cases	8AT235_3X2

Tiroirs pour structures 600 x 400

Identification des tiroirs

	Désignation	Conditionnement	Référence
1	Étiquette blanche	Lot de 20	8AT069
	Étiquette de couleur	Lot de 10	8AT070
2	Protège étiquette	Unité	8AT074

Les étiquettes n'étant pas adhésives, le protège étiquette est indispensable pour maintenir l'étiquette sur la poignée de tiroir.



Tablette de condamnation

Désignation	Référence
Tablette de condamnation avec serrure à code	8Y290_CODE

